

Provicol/Provicol C/**Provicol QM**

0482

Instructions for use

in accordance with EN 23107/ISO 3107

Provicol/Provicol C/Provicol QM, a eugenol-free cement with calcium hydroxide, is easy to process and does not influence the setting of resin-based filling and luting materials.

Provicol/Provicol C/Provicol QM contains calcium hydroxide to support tooth vitality.

Field of application:
Provicol/Provicol C/Provicol QM is used as a temporary cement for the attachment and for sealing of small one-surface cavities.

Method of use:
Provicol QM (in the QuickMix syringe)

Due to technical reasons slight differences in the filling level between the syringe chambers can occur prior to the first use. Therefore remove syringe cap and squeeze the material out until the material is delivered evenly from both chambers. Place and lock the mixing tip type 10 with a 90° turn clockwise. The material is automatically mixed in the mixing tip.

All QM syringes come with a detachable piston. The piston can simply be pulled from the QM syringe and re-placed without causing any material leakage. The plugs in the syringe chambers remain in place preventing cross-contamination of the materials.

Provicol C (material in cartridges)

Insert **Provicol C** cartridge into a compatible dispenser with a suitable piston. Due to technical reasons, slight differences in the filling level between both cartridge chambers can occur. In this case, remove cartridge cap and squeeze the material out until the material is delivered evenly from both chambers. Then insert a mixing tip type 6 and lock with a 90° turn clockwise. By pressing the lever slowly and evenly, the material is extruded and automatically mixed in the correct ratio in the tip. After use, do not remove the mixing tip from the cartridge. Replace the used mixing tip with a new one just before the next application. When changing the mixing tips, check the opening of the cartridge to ensure that the material can flow freely.

Provicol (material in tubes)
Provicol should be used at room temperature (approx. 18 °C - 23 °C). Lower temperatures (use of a cooled glass plate) result in extended working times.

The **Provicol** catalyst and base paste are mixed in a 1 : 1 w/w ratio. For that purpose, put two equal lengths of base and catalyst paste on a mixing pad of strong, non-absorbing material or a glass plate. Then mix the two pastes for approximately 20 s until the material reaches a homogeneous consistency. Use a spatula made of plastic or stainless steel for mixing.

To obtain a softer material and to keep **Provicol** workable for a longer period of time, add a small amount of vaseline.

A harder and faster setting material is obtained by adding zinc oxide (temporary sealing).

Application:
Apply a thin layer of **Provicol/Provicol C/Provicol QM** inside the temporary crown or bridge and affix it to the prepared tooth.

Provicol remains workable for about 1.5 - 2 min. **Provicol C/Provicol QM** about 1 min. All materials set in the mouth within 4 - 6 min.

Place the temporary into the mouth. Remove any excess material after 3 - 5 min.

Precautionary measures:
In case of opened pulp or inferior dentine thickness, an adequate pulp protection is recommended.

Provicol/Provicol C/Provicol QM contains mod. resin. **Provicol/Provicol C/Provicol QM** should not be used in case of known hypersensitivities (allergies) to this ingredient.

The sensitivity of cores can be reduced by use of desensitising preparations prior to temporary luting. Remove these preparations completely before definite luting (do not use preparations containing eugenol).

Extensive superficial and multisurfaced cavities as well as temporary longterm sealing work should be treated with a harder cement.

Supplementary indications:

When using Provicol in tubes, it is recommended to moisten the cores with some water.

Moisture (humid cores) additionally facilitates the removable of the temporaries.

Residues of **Provicol/Provicol C/Provicol QM** can be removed from crowns easily after they have been sprayed for a short time with a cooling spray.

Store **Provicol/Provicol C/Provicol QM** at temperatures between 4 °C - 23 °C.

Provicol/Provicol C/Provicol QM corresponds to EN 23107 and ISO 3107.

Do not use after expiry date.

Our preparations have been developed for use in dentistry. As far as the application of the products delivered by us is concerned, our verbal and/or written information has been given to the best of our knowledge and without obligation. Our information and/or advice do not relieve you from examining the materials delivered by us as to their suitability for the intended purposes of application. As the application of our preparations is beyond our control, the user is fully responsible for the application. Of course, we guarantee the quality of our preparations in accordance with the existing standards and corresponding to the conditions as stipulated in our general terms of sale and delivery.

**Gebrauchsanweisung**
entspricht EN 23107/ISO 3107

Provicol/Provicol C/Provicol QM ist ein leicht zu verarbeitender eugenolfreier Zement mit Calciumhydroxid, der die Aushärtung von Füllungs- und Befestigungsmaterialien auf Kunststoffbasis nicht beeinflusst.
Provicol/Provicol C/Provicol QM enthält Calciumhydroxid zur Unterstützung der Vitalerhaltung des Zahnes.

Anwendungsgebiete:
Provicol/Provicol C/Provicol QM dient als provisorischer dentaler Zement für Befestigung und als Verschluss kleiner einflächiger Kavitäten.

Anwendung:

Provicol QM (in der QuickMix Spritze)
Technisch bedingt können sich vor Erstgebrauch geringe Differenzen im Füllstand beider Spritzenkammern ergeben. Daher Spritzenverschluss entfernen und solange Material aussprengen, bis aus beiden Austrittsöffnungen gleichmäßig Material gefördert wird. Mischkanüle Typ 10 aufsetzen. Die Ausparungen an der Spritze und der Mischkanüle müssen übereinstimmen. Fixieren der Mischkanüle durch Drehen um 90° im Uhrzeigersinn. Das Material wird beim Ausbringen in der Kanüle gemischt.
Alle QM Spritzen sind mit einem herausnehmbaren Kolben ausgestattet. Der Kolben lässt sich einfach aus der Spritze nach hinten abziehen und wieder einsetzen. Die in der Spritze enthaltenen Dichtungen verändern dabei ihre Lage nicht. Dadurch wird eine Kontamination in der Spritze verhindert.

Provicol C (Kartuschenmaterial)

Insérer la cartouche **Provicol C** dans le distributeur **VOCO** (type 2) ou dans un autre distributeur avec un piston adéquat. Pour des raisons techniques des légères différences du remplissage des deux compartiments des seringues peuvent se produire. Pour cette raison enlever la fermeture de la seringue et purger la seringue jusqu'à l'obtention d'un débit égal par les deux orifices. Placer l'embout mélangeur type 10. Les coches sur la seringue et sur l'embout mélangeur doivent correspondre. Arrêter l'embout mélangeur par rotation à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Le matériau est mélangé dans l'embout lors de l'extraction.
Toutes les seringues QM sont disponibles avec un piston qui peut être retiré. Le piston peut être facilement retiré et réintroduit par la suite. Cependant le poussoir se trouvant dans la seringue, reste en place. De cette manière une contamination croisée du matériau dans la seringue est évitée.

Provicol C (matériau en cartouches)

Colocar el cartucho **Provicol C** en el dispensador **VOCO** (tipo 2) o en una comparable pistola de mezcla. Por razones técnicas pueden resultar pequeñas diferencias en el contenido de las dos cámaras del cartucho. Debido a razones técnicas, pueden ocurrir pequeñas diferencias en el llenado entre las dos cámaras de las jeringas. Por eso, eliminar el cierre de la jeringa y exprimir el material hasta que salga uniformemente de los dos orificios. Colocar la cánula de mezcla tipo 10. Las brechas en la punta y en el mezclador deben coincidir. Fijar la cánula de mezcla girando 90° en el sentido de las agujas del reloj. El material se mezcla al calcarlo en la cánula.

Todas las jeringas QM están disponibles con un émbolo removible.

El émbolo puede ser retirado fácilmente y recolocado por el nuevo sin ningún derrame del material. La varilla de levantamiento en las cámaras de la jeringa queda en su sitio. De este modo,

se previene una contaminación cruzada del material en la jeringa.

Provicol (matériau en tube)

L'application de **Provicol** s'effectue à température ambiante (18 °C à 23 °C). Légères Verarbeitungszeiten ergeben sich bei tieferen Temperaturen (gekühlte Glasplatte). **Provicol** Katalysator und Basis werden im Gewichtsverhältnis 1 : 1 gemischt. Dazu auf einen Anmischblock aus festem, nichtabsorbierendem Papier oder Kunststoff bzw. auf Glasplatte gleich lange Stränge der Basis- und Katalysatortaste geben. Beide Pasten ungefähr 20 s mischen, bis das Material eine homogene Konsistenz aufweist. Zum Mischen einen Spatel aus rostfreiem Metall oder Kunststoff verwenden. Erst unmittelbar vor dem nächsten Gebrauch gegen neue Mischkanüle austauschen. Beim Kanülenwechsel Öffnungen der Kartusche auf freien Materialdurchfluss überprüfen.

Provicol (Tubenmaterial)
Die Verarbeitung von **Provicol** erfolgt bei Raumtemperatur (18 °C - 23 °C). Längere Verarbeitungszeiten ergeben sich bei tieferen Temperaturen (gekühlte Glasplatte). **Provicol** Katalysator und Basis werden im Gewichtsverhältnis 1 : 1 gemischt. Dazu auf einen Anmischblock aus festem, nichtabsorbierendem Papier oder Kunststoff bzw. auf Glasplatte gleich lange Stränge der Basis- und Katalysatortaste geben. Beide Pasten ungefähr 20 s mischen, bis das Material eine homogene Konsistenz aufweist. Zum Mischen einen Spatel aus rostfreiem Metall oder Kunststoff verwenden.

Weicheres Material und verlängerte Verarbeitungszeiten erzielt man durch Zugabe einer kleinen Menge Vaseline.

Härteres und schneller abbindendes Material erhält man durch Zumischen von Zinkoxid (provisorischer Verschluss).

Provicol (material in tube)

L'application de **Provicol** s'effectue à température ambiante (aprox. 18 °C - 23 °C).

En caso de temperaturas más bajas (uso de una placa fría de vidrio), el tiempo de trabajo se prolongará correspondientemente.

Provicol catalizador y base se mezclan en una proporción de peso de 1 : 1. Para ello, se depositan las mismas longitudes de pasta base y catalizador en un bloque de mezcla de material firme y no absorbente, respectivamente una placa de vidrio. Mezclar ambas pastas durante unos 20 s hasta que el material presente una consistencia homogénea. Utilizar para la mezcla una espátula de metal inoxidable o de material plástico.

Un material blando y más tiempo de trabajo se obtienen añadiendo una pequeña cantidad de vaselina.

Un material duro y de rápido fraguado se conseguirán al añadir óxido de zinc (sellado provisional).

Pour obtenir un matériau plus souple et pour rallonger le temps de travail, il faut ajouter un peu de vaseline.

Pour obtenir un matériau plus dur qui durcit plus vite, il faut ajouter de l'oxyde de zinc (scellement provisoire).

Applikation:

Aplicar una capa fina de **Provicol/Provicol C/Provicol QM** en la corona o puente provisional y fijarlo al diente preparado.

Provicol es trabajable durante aprox. 1,5 - 2 min, **Provicol C/Provicol QM** durante aprox. 1 min. Todos los materiales frigan en la boca dentro de 4 - 6 min.

Eliminar el material residual 3 a 5 min después de meterlo en la boca.

Vorsichtsmaßnahmen:

Bei Pulpeneöffnung oder zu geringer Restdentinstärke werden entsprechende Pulpenschutzmaßnahmen empfohlen.

Provicol/Provicol C/Provicol QM enthält mod. Kolophonium. Bei bekannten Überempfindlichkeiten (Allergien) gegen diesen Inhaltsstoff von **Provicol/Provicol C/Provicol QM** ist auf die Anwendung zu verzichten.

Die Empfindlichkeit von Stümpfen kann durch die Anwendung desensibilisierender Präparate vor der provisorischen Befestigung vermindert werden.

Vor der definitiven Befestigung sind diese Präparate restlos zu entfernen. Hierbei keine eugenolhaltigen Mittel verwenden! Mehr- und großflächige Kavitäten sowie provisorische Langzeitverschlüsse werden besser mit einem härteren Zement versorgt.

Applikation:

Aplicar una mince épaisseur de **Provicol/Provicol C/Provicol QM** dans la couronne ou le bridge provisoire et le fixer sur la dent préparée.

Provicol peut être travaillé pendant environ 1,5 à 2 min, **Provicol C/Provicol QM** pendant environ 1 min. Tous les matériaux durcissent dans la bouche dans les 4 à 6 min qui suivent le traitement. Enlever les excédents 3 à 5 min après la mise en bouche.

Präcautions:

En cas de pulpa abierta o un espesor restante de dentina demasiado escaso, se recomienda aplicar una protección de la pulpa.

Provicol/Provicol C/Provicol QM contiene colofonia mod. **Provicol/Provicol C/Provicol QM** no debe ser usado en caso de hipersensibilidades (alergias) contra este ingrediente.

La sensibilidad de muñones puede ser reducida por la aplicación de preparados desensibilizantes antes de la fijación provisional.

Antes de la fijación definitiva, eliminar estos preparados completamente (no utilizar productos que contengan eugenol!). En caso de cavidades con superficies grandes o superficies numerosas, así como sellados provisionales a largo tiempo se recomienda utilizar un cemento más duro.

Indicaciones adicionales:

Sólo para el uso del **Provicol en tubos**, humedecer los pivotes con un poco de agua.

La humedad (muñones húmedos) facilita la eliminación del producto.

Los residuos de **Provicol/Provicol C/Provicol QM** se pueden eliminar fácilmente de las coronas tratándolas con spray refrigerante.

Conservar a temperaturas entre 4 °C - 23 °C.

Provicol/Provicol C/Provicol QM corresponde a EN 23107 y ISO 3107.

Não utilizar después de la fecha de caducidad.

Indications complémentaires:

Seule lors de l'utilisation de **Provicol en tubes** il est recommandé de humecter le moignon avec de l'eau!

Un milieu humide (moignons humides) facilite l'enlèvement du provisoire.

Des restes de **Provicol/Provicol C/Provicol QM** peuvent être enlevés facilement des couronnes après les avoir vaporisés brièvement avec un spray de refroidissement.

Conserver à une température entre 4 °C à 23 °C.

Provicol/Provicol C/Provicol QM correspond à EN 23107 et ISO 3107.

Ne plus utiliser au-delà de la date de péremption.

Nos préparations ont été développées pour utilisation en dentisterie.

Quant à l'utilisation des produits que nous livrons, les indications données verbale et/ou par écrit ont été données en bonne connaissance de cause et sans engagement de notre part. Nos indications et/ou nos conseils ne vous déchargeant pas de tester les préparations que nous livrons en ce qui concerne leur utilisation adaptée aux besoins de l'utilisateur. Nous assurons la qualité de nos préparations selon les normes existantes ainsi que selon les standards correspondants à nos conditions générales de vente et de livraison.

**Mode d'emploi**
correspond à EN 23107/ISO 3107

Provicol/Provicol C/Provicol QM est un ciment sans eugénol avec hidróxido de calcio, fácil de trabajar, que no influye el endurecimiento de materiales de obturación y fijación a base de resina. **Provicol/Provicol C/Provicol QM** contiene hidróxido de calcio para apoyar la conservación de la vitalidad del diente.

Domaines d'application:

Provicol/Provicol C/Provicol QM sert de ciment dentaire provisoire pour scellement et pour obturations provisoires de petites cavités.

Application:

Provicol QM (dans la seringue QuickMix)

Pour des raisons techniques des légères différences du remplissage des deux compartiments des seringues peuvent se produire. Pour cette raison enlever la fermeture de la seringue et purger la seringue jusqu'à l'obtention d'un débit égal par les deux orifices. Placer l'embout mélangeur type 10. Les coches sur la seringue et sur l'embout mélangeur



Gebruiksaanwijzing
voldoet aan EN 23107/ISO 3107



Brugsanvisning
med EN 23107/ISO 3107

Een eenvoudig te verwerken eugenolvrij cement dat het uitharden van vull- of bevestigingsmaterialen op kunstharzbasis niet beïnvloedt.
Provicol/Provicol C/Provicol QM bevat calciumhydroxide ter ondersteuning van het vitaal houden van het element.

Toepassingsgebieden:
Provicol/Provicol C/Provicol QM is een tijdelijk cement voor het bevestigen en voor het afsluiten van kleine éénvlaks caviteiten.

Toepassing:

Provicol QM (in de QuickMix sput)

Vanwege technische redenen kan er verschil ontstaan in de mate waarin beide cartridge-kamers gevuld zijn. Daarom na het verwijderen van de dop het materiaal er zo lang uitknijpen tot er een gelijke hoeveelheid uit beide cartridge-kamers stroomt. Een fixeur de mengtip type 10 door 90° met de klok mee te draaien. Het materiaal wordt automatisch gemengd in de mengtip. Alle QM sputten komen met een uitneembare plunjier. De plunjier kan gemakkelijk uit de QM sput getrokken worden en herplaatsd zonder dat het materiaal lekt. De afdriftelingen in de QM sput blijven daarbij op hun plaats zodat kruis-contaminatie van het materiaal wordt voorkomen.

Provicol C (in cartridge)

Provicol C in een **VOCO** dispenser (type 2) of een vergelijkbare dispenser plaatsen. Bij het eerste gebruik kunnen geringe verschillen in de vulling van de beide kamers optreden als gevolg van de toegepaste techniek. Daarom na het verwijderen van de afsutting van de cartridge zo lang materiaal uitpersen totdat uit beide openingen een gelijke materiaalstrom komt. Daarna een mengcanule type 6 plaatsen en door een draai van 90° fixeren. Het materiaal wordt door het langzaam en gelijkmatig inkrijnen van het handvat er uit gedrukt en direct automatisch in de juiste verhouding gemengd. Laat na gebruik de mixing tip op de cartridge en vervang deze pas direct voor het volgende gebruik door een nieuwe.

Bij het verwisselen van de tip dient te worden gecontroleerd of het materiaal ongehinderd uit de openingen van de cartridge kan vloeien.

Provicol (in tubes)

Provicol wordt bij normale kamertemperatuur (ca. 18 °C – 23 °C) verwerkt. Lagere temperaturen (gekoelde glazen plaat) leiden tot langere verwerkingstijden.

Provicol katalysator en basis worden in een gewichtsverhouding van 1 : 1 gemengd. Hierdoor worden op een mengblok van stevig, niet zuigend papier of kunststof c.q. een glazen plaat strengen basis- en katalysatorpasta van dezelfde lengte aangeleverd. Beide pasta's ongeveer 20 s mogen tot het materiaal een homogene consistentie heeft. Voor het mengen een spatel van roestvrij materiaal of kunststof gebruiken.

Een zachter materiaal en langere verwerkingstijden worden verkregen door het toevoegen van een kleine hoeveelheid vaseline. Een harder of sneller uithardend materiaal wordt verkregen door een grotere hoeveelheid katalysator of het toevoegen van zinkoxide (provisorische afsutting).

Applicatie:

Een dunne laag **Provicol/Provicol C/Provicol QM** in de tijdelijke kroon of brug aanbrengen en op het gerepareerde element bevestigen. **Provicol** kan ca. 1,5 à 2 min lang worden verwerkt, **Provicol C/Provicol QM** ca. 1 min. Alle materialen harden in de mond binnen 4 à 6 min uit. Verwijder het overschot na 3 à 5 min verblif in de mond.

Voorzorgsmaatregelen:
Bij het openen van de pulpa of een te geringe dikte van het resterende dentine adviseren wij het treffen van adequate maatregelen ter beveiliging van de pulpa.

Provicol/Provicol C/Provicol QM bevat gemodificeerde natuurlijke harss. Bij bekende overgevoeligheden (allergien) voor de inhoudsstoffen van **Provicol/Provicol C/Provicol QM** het produkt niet toepassen. De gevoeligheden van stompen kan voor de provisorische bevestiging worden verminderd door het gebruik van desensibiliserende middelen. Voor de definitieve bevestiging dienen deze middelen compleet te worden verwijderd (geen eugenolhoudende middelen gebruiken!). Meervlaks en uitgebreide caviteiten en provisorische langdurige afsuttingen worden beter met een harder cement verzorgd.

Nadere aanwijzingen:
Bij het gebruik van Provicol i tubes dient u de stump te bevochtigen met een kleine hoeveelheid water.

Vocht (vochtige stomp) vereenvoudigt het verwijderen van tijdelijke voorzieningen. Door de kronen even met koelspray af te koelen kunnen resten **Provicol/Provicol C/Provicol QM** vereenvoudiger uit kronen worden verwijderd.

Bewaar bij een temperatuur tussen 4 °C - 23 °C.

Provicol/Provicol C/Provicol QM voldoen aan EN 23107 en ISO 3107. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.

Onze preparaten worden ontwikkeld voor gebruik in de tandheelkunde. Voor het gebruik van door ons geleverde preparaten geldt dat onze mondelinge en/of schriftelijke aanwijzingen naar beste weten worden gegeven, maar dat deze niet bindend zijn. Onze aanwijzingen en/of adviezen ontslaan u niet van de plicht die door ons geleverde preparaten op hun geschiktheid voor het beoogde doel te keuren. Aangezien het gebruik van onze preparaten gebeurt buiten onze controle is deze uitsluitend voor uw eigen verantwoording. Uiteraard garanderen wij de kwaliteit van onze preparaten in overeenstemming met de bestaande normen als ook in overeenstemming met de voorwaarden als vastgelegd in onze algemene leverings- en verkoopsvooraarden.



Käyttöohjeet
standardin EN 23107/ISO 3107 vaativuusten mukainen

Provicol/Provicol C/Provicol QM on eugenolitona kalsiumhydroksidia sisältävä väliaikainen sementti. Sitä on helppo käsitellä ja se ei häiritsä resiini-pohjaisten täyte- ja kiinnityslementtien kovettumista. **Provicol/Provicol C/Provicol QM** sisältää kalsiumhydroksidia auttaakseen hampaan vitaliteetiin säilyttää.

Indikationsområde:
Provicol/Provicol C/Provicol QM fungerer som provisorisk retentions-cement och till föregång av små enkeltflade-kaviteter.

Användelse:

Provicol QM (i QuickMix sprojeten)

Af tekniske årsager kan der forekomme små forskelle i fyldnings-niveauer i sprojetens rum. Fjern derfor sprojetens hætte og tryk materiale ud, indtil der kommer materialet ud fra begge rum i sprojeten. Monter en blandingsspids type 10 og fastslå den ved at dreje 90° med uret. Materialet bliver automatisk blandet i blandingsspidsen og kan derefter appliceres direkte i den provisoriske krone eller bro. Alle QM-sprojetor leveres med aftagelig stempelstang. Stempelstan-gen kan ganske enkelt trækkes ud af QM sprojeten og genindstættes uden at medføre spild af materiale. Stempelpropren i sprojetens karme vil forblive i situ. Derved undgås kryskontaminerin af materialet i sprojeten.

Provicol C (i magasin)

Sæt **Provicol C** magasinet i **VOCO** dispenser (type 2) eller i en tilsvarende pistol med et lignende stempel. Af tekniske årsager kan der ved første anvendelse optræde mindre forskelle i fyldningsgrader af de to kamre. I disse tilfælde afgøres hætten på magasinet og der presses derefter materialet ud indtil materialet kommer ligeligt ud fra begge kamre. Påsæt derefter en blandingsspids type 6 og drej 90° i urets retning. Ved at presser stempel langsamt og jævn, bliver materialet automatisk blandet korrekt igennem blandingsspidsen. Etter anvendelsen skal blandespidsen ikke fjernes fra magasinet. Umiddelbart før næste anvendelse erstatter den brugte blandespids med en ny. Samtidigt kontrolleres at materialet kan flyde frit fra magasinet afsløring.

Provicol (i tuber)

Provicol bearbejdes ved normal stuetemperatur (ca. 18 °C - 23 °C). En længere arbejdstid opnås ved lavere temperaturer (afkølet glasplade). **Provicol** katalyst- og base pastærne blandes i vægtforholdet 1:1.

Til dette formål appliceres to lige lange streng af katalyst- og basepasta på en udrøringsblok af stærkt, ikke-absorberende materiale – evt. kan anvendes en glaspade. Pastærne blandes i ca. 20 s indtil materialet har en homogen konsistens. Til at blande materialerne anvendes en spatel af rustfrit metal eller plastik.

Et blødere materiale og en længere arbejdstid opnås ved at til sætte en lille smule vaseline.

Et hårdere materiale med en kortere afbindingstid opnås ved at iblande zinkoxid (provisorisk forsegling).

Applacering:

Et tynd lag **Provicol/Provicol C/Provicol QM** applicaseres på indersiden af den provisoriske krone eller bro, som herefter anbringes in situ på præparationerne.

Provicol kan bearbejdes i ca. 1,5 - 2 min og **Provicol C/Provicol QM** i ca. 1 min. Alle materialer afbindes i munden i løbet af 4 - 6 min. Anbring præsoriet in situ og efter 3 - 5 min i munden fjernes alt materialeoverskud.

Forsigtighedsregler:

Ved pulpa-eksponering eller når det resterende dentinalag er meget anbefalet en adækvat beskyttelse af pulpa.

Provicol/Provicol C/Provicol QM indeholder modif. kolophonium. **Provicol/Provicol C/Provicol QM** bør ikke bruges i tilfælde af kendt hypersensitivitet (allergi) mod denne ingridiens. Tændernes følsomhed kan inden deres provisoriske cementering mindske vha. et desensibiliseringe middel. For den endelige cementering skal disse midler fjernes fuldstændigt (avend ikke eugenolholdige midler!).

Til behandling af store eller flerfladet kaviteter samt til provisoriske langtids-forseglinger bør man anvende en stærkere cement.

Supplerende anvisninger:

Bij het gebruik van Provicol i tubes dient u de stump te bevochtigen met een kleine hoeveelheid water.

Vocht (vochtige stomp) vereenvoudigt het verwijderen van tijdelijke voorzieningen. Door de kronen even met koelspray af te koelen kunnen resten **Provicol/Provicol C/Provicol QM** vereenvoudiger uit kronen worden verwijderd.

Bewaar bij een temperatuur tussen 4 °C - 23 °C.

Provicol/Provicol C/Provicol QM voldoen aan EN 23107 en ISO 3107.

Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.

Onze preparaten worden ontwikkeld voor gebruik in de tandheelkunde. Voor het gebruik van door ons geleverde preparaten geldt dat onze mondelinge en/of schriftelijke aanwijzingen naar beste weten worden gegeven, maar dat deze niet bindend zijn. Onze aanwijzingen en/of adviezen ontslaan u niet van de plicht die door ons geleverde preparaten op hun geschiktheid voor het beoogde doel te keuren. Aangezien het gebruik van onze preparaten gebeurt buiten onze controle is deze uitsluitend voor uw eigen verantwoording. Uiteraard garanderen wij de kwaliteit van onze preparaten in overeenstemming met de bestaande normen als ook in overeenstemming met de voorwaarden als vastgelegd in onze algemene leverings- en verkoopsvooraarden.



Bruksanvisning
folger EN 23107/ISO 3107

Provicol/Provicol C/Provicol QM er en calciumhydroxidholdig eugenolfri cement, der er nemt at arbejde med og som ikke påvirker afbindingen af plastbaserede fyldnings- og cementeringsmaterialer. **Provicol/Provicol C/Provicol QM** indeholder calciumhydroxid for at medvirke til at oprettholde tandens vitalitet.

Käyttöalueet:
Provicol/Provicol C/Provicol QM fungerer som provisorisk retentions-cement och till föregång av små enkeltflade-kaviteter.

Användelse:

Provicol QM (i QuickMix sprojeten)

Af tekniske årsager kan der forekomme små forskelle i fyldnings-niveauer i sprojetens rum. Fjern derfor sprojetens hætte og tryk materiale ud, indtil der kommer materialet ud fra begge rum i sprojeten. Monter en blandingsspids type 10 og fastslå den ved at dreje 90° med uret. Materialet bliver automatisk blandet i blandingsspidsen og kan derefter appliceres direkte i den provisoriske krone eller bro. Alle QM-sprojetor leveres med aftagelig stempelstang. Stempelstan-gen kan ganske enkelt trækkes ud af QM sprojeten og genindstættes uden at medføre spild af materiale. Stempelpropren i sprojetens karme vil forblive i situ. Derved undgås kryskontaminerin af materialet i sprojeten.

Provicol C (i magasin)

Sæt **Provicol C** magasinet i **VOCO** dispenser (type 2) eller i en tilsvarende pistol med et lignende stempel. Af tekniske årsager kan der ved første anvendelse optræde mindre forskelle i fyldningsgrader af de to kamre. I disse tilfælde afgøres hætten på magasinet og der presses derefter materialet ud indtil materialet kommer ligeligt ud fra begge kamre. Påsæt derefter en blandingsspids type 6 og drej 90° i urets retning. Ved at presser stempel langsamt og jævn, bliver materialet automatisk blandet korrekt igennem blandingsspidsen. Etter anvendelsen skal blandespidsen ikke fjernes fra magasinet. Umiddelbart før næste anvendelse erstatter den brugte blandespids med en ny. Samtidigt kontrolleres at materialet kan flyde frit fra magasinet afsløring.

Provicol (i tuber)

Provicol bearbejdes ved normal stuetemperatur (ca. 18 °C - 23 °C). Ved lavere temperaturer bliver bearbejdningen længere (kylig glasplatta).

En længere arbejdstid opnås ved lavere temperaturer (afkølet glasplade). **Provicol** katalyst- og base pastærne blandes i vægtforholdet 1:1.

Til dette formål appliceres to lige lange streng af katalyst- og basepasta på en udrøringsblok af stærkt, ikke-absorberende materiale – evt. kan anvendes en glaspade.

Pastærne blandes i ca. 20 s indtil materialet har en homogen konsistens. Til at blande materialerne anvendes en spatel af rustfrit metal eller plastik.

Et blødere materiale og en længere arbejdstid opnås ved at til sætte en lille smule vaseline.

Et hårdere materiale med en kortere afbindingstid opnås ved at iblande zinkoxid (provisorisk forsegling).

Applacering:

Et tynt lag **Provicol/Provicol C/Provicol QM** applicaseres i den provisoriske krone eller bron som så festes på den preparerte tannen. **Provicol** kan bearbejdes i 1,5 - 2 min, **Provicol C/Provicol QM** i ca. 1 min. Alle materialer herder i munnen på 4 - 6 min. Fjern overskuddsmaterialer efter 3 - 5 min i munnen.

Forsiktighetsregler:

Annote om du ikke har kerros **Provicol/Provicol C/Provicol QM** applicaseres på välvägen kroon och i kammaren. **Provicol** och **Provicol C/Provicol QM** innehåller modif. kolofonium. **Provicol/Provicol C/Provicol QM** ska inte användas vid tifeller med kjente allergier mot noe av materialets ingredienser.

Sensibiliteten i konurer kan reduceres ved bruk av desensibiliseringe preparater for den midlertidige kronen sementeres. Før den permanente sementeringen må disse preparatene fjernes fullstendig (det bør bare anvendes eugenolfrige preparater!) Store kaviteter og provisoriske langtidsforseglinger bør helst beskyttes med en hårdere cement.

Varotoimenpiteet:

Tapauksissa, joissa pulpa on avoin tai heikko dentiinikerros, pulpan suojaus olisi suositeltavaa. **Provicol/Provicol C/Provicol QM** sisältää pulpaan kuumia ja kiintiä preparoituun hampaaseen. **Provicol/Provicol C/Provicol QM** ei pitäisi käytä ylempänä miltäkään.

Provicol/Provicol C/Provicol QM innehåller modif. kolofonium. **Provicol/Provicol C/Provicol QM** ska inte användas vid tifeller med kjente allergier mot noe av materialets ingredienser.

Lisähohjeita:

Käytettäessä **Provicolia tuubeissa**; olisi suositeltava kostuttaa pilari vedellä.

Provicol/Provicol C/Provicol QM opfylder EN 23107 og ISO 3107.

Bør ikke brukes etter utgått dato.

Vore preparater udvikles til brug inden for dentalområdet. Vores mundtlige henholdsvis skriftlige anvisninger og rádgivning om brug af vore preparater er afgivet uforbindende og i overensstemmelse med vores bed



Provicol/Provicol C/

Provicol QM



Οδηγίες χρήσης



ανταποκρίνεται στο EN 23107/ISO 3107

To **Provicol/Provicol C/Provicol QM** είναι μία προσωρινή οδοντιατρική κονία με υδροειδίου του ασθετικού, χωρίς ευεγένολη, εύκολη στη χρήση, η οποία δεν επηρέαζε τον πολυμερισμό των εμφρακτικών και συγκολλητικών υλικών.

To **Provicol/Provicol C/Provicol QM** περιέχει υδροειδίου του ασθετικού για να βοηθήσει το δόντι να διατηρήσει τη ζωτικότητά του.

Πεδία εφαρμογής:

To **Provicol/Provicol C/Provicol QM** χρησιμοποιείται ως προσωρινή συγκολλητική κονία για συγκόλληση και στεγανοποίηση μικρών κοιλοτήτων με πιάτα.

Μέθοδος εφαρμογής:

Provicol QM (σε σύριγγα QuickMix)

Για τεχνικούς λόγους, μικροδιαφόρες μπορεί να εμφανιστούν στο επίπεδο πλήρωσης του υλικού, μεταξύ των δύο θαλάμων της φύσιγγας. Στην περίπτωση αυτή, αφαιρέστε το καπάκι της φύσιγγας και κάνετε εκρού το υλικό προς τα έξω μέρια του να πετύχετε την ομοιόμορφη διάθεσή του και από τους δύο θαλάμους τη φύσιγγας.

Το περιέχειται την αγωγή ανάμεικτης τύπου 10 με 90° στροφή κατά τη φάση των δεικτών του ρολογίου. Το υλικό ανανιγύεται αυτόματα μέσω της αγωγής ανάμεικτης. Όλες οι σύριγγες QM αυτονομούνται από επαναποθετώμενο έμβολο. Το έμβολο μπορεί να αφαιρέσεται από την σύριγγα ΚΜ και να επαναποθετείται χωρίς να προκαλέσει διάρροη του υλικού. Οι τάπες τους δύο θαλάμους της σύριγγας παραμένουν στη θέση τους αποτρέποντας την μολυσματική διασταύρωση του υλικού μέσω της σύριγγας.

Provicol C (σε φάναγγα)

Τοποθετήστε την φάναγγα **Provicol C** σε ένα αιματητό πιστόλι με κατάλληλο έμβολο. Λόγω τεχνικών παραγόντων, μπορεί να υπάρχουν μικροδιαφόρες στην πλήρωση του υλικού μεταξύ των δύο θαλάμων της φύσιγγας, ουσιαστικά στην περίπτωση, αφαιρέστε το καπάκι της φύσιγγας και πετύχετε την αγωγή ανάμεικτης στον υλικό μολυσμόρφων και από τους δύο θαλάμους τη φύσιγγας και πετύχετε την αγωγή ανάμεικτης τύπου 10 με 90° στροφής. Το έμβολο αργά και μολυσμόρφων, το υλικό εξέρχεται και αυτόματα ανανιγύεται στην οστωτή αναλογία μέσα στον αγωγό. Μετά τη χρήση, μην απομακρύνετε την αγωγή ανάμεικτης από την φύσιγγα. Αντικαταστήστε την σύριγγα μετανέμοντας στη θέση τους αποτρέποντας την μολυσματική διασταύρωση του υλικού μέσω της σύριγγας.

Provicol (σε αυλήνα)

Η εφαρμογή του **Provicol** θα πρέπει να γίνεται σε θερμόκρασια δωματίου (περίπου 18 °C - 23 °C). Χαμηλότερες θερμόκρασεις (αν χρησιμοποιείται μια κρύα γαλάνη πλάκα) θα επηρεάσουν τον χρόνο εργασίας. Η βάση και ο καταλύτης του **Provicol** ανανιγύονται με αναλογία ανάμεικτης 1:1 κ/β. Για αυτό το ακόπι, ποτεθήστε δύο ίσα μήρια βάσης και καταλύτη σε έναν μηλοκό ανάμεικτης από σκληρό, όχι απόρροφητο υλικό σε μια γαλάνη πλάκα.

Στη συνέχεια πρέπει τις δύο πάστες επί 20 περίπου δευτέρα, μέχρις ότου το μήμα αποκτήσει μια ομοιόμορφη ψήφη και σύσταση. Χρησιμοποιήστε για την ανάμεικτη μια σπάταλη από λαστικό ή από αναδιέσιμο μέταλλο.

Για να αποκτήσετε ένα πολακό υλικό και για να διατηρήσετε το **Provicol** εύκολη ώρα, προσθέστε μια μικρή ποσότητα βαζέλινγκ. Έτσι που σκληρό και με γρηγορότερη πήξη υλικό πετυχαίνεται προσθέτοντας οξείδιο φευδάργυρου (προσωρινής έμφραξης).

Εφαρμογή:

Τοποθετήστε ένα λεπτό στρώμα **Provicol/Provicol C/Provicol QM** μέσα στην προσωρινή στεφάνη ή γένιφα και εφαρμόστε στο παρακευασμένο δόντι. Ο χρόνος εργασίας του **Provicol** είναι περίπου 1.5 - 2 λεπτά, για το **Provicol/Provicol C/Provicol QM** περίπου 1 λεπτό. Όλα τα υλικά πήζουν μέσα στο σώμα σε 4 - 6 λεπτά.

Τοποθετήστε την προσωρινή εργασία μέσα στο σώμα. Απομακρύνετε την περισσευτική προσωρινή εργασία μέσα στο υλικό μετά από 3 - 5 λεπτά.

Μέτρα προφύλαξης:

Σε περιπτώσεις αποκαλυμμένου πολφού ή πολύ λεπτού στρώματος οδοντίνης, πρέπει να χρησιμοποιείται ένα προστατευτικό για τον πολό σκεύασμα.

To **Provicol/Provicol C/Provicol QM** περιέχει τροποποιημένη ρητίνη. To **Provicol/Provicol C/Provicol QM** δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις γνωστών υπερευασθετικών (αλεργίες) από το σωταρικό. Η ευαίσθιστιά των κολοβώματων μπορεί να μειωθεί χρησιμοποώντας ένα βερύκι απευασθετικής πριν από την προσωρινή συγκόλληση των αποκαταστάσεων. Πριν από την μόνιμη συγκόλληση των αποκαταστάσεων πρέπει να απομάκρυνονται όλες αυτές οι περισσεύσεις (μη χρησιμοποιήστε για την προσωρινή συγκόλληση υλικά που περιέχουν ευεγένολη). Σε περίπτωση όπου απαιτείται η προσωρινή συγκόλληση σε εκτεταμένες επιφανειακές κοιλότητες ή σε κοιλότητες που πολλές επιφάνειες, ή είναι επιμούτη που διαπέρασει για περισσότερο πάνω από την προσωρινή συγκόλληση, συνιστάται η χρήση πολικής κονίας.

Συμπληρωματικές ενδείξεις:
Όταν χρησιμοποιείτε **Provicol** σε αυλήνα, συνιστάται να υγραίνεται τα κολοβώματα με λίγο νερό. Τα υγρά κολοβώματα, διευκολύνουν περισσότερο την απομάκρυνση των συγκολλημένων προσωρινών αποκαταστάσεων. Οι περισσεύσεις του **Provicol/Provicol C/Provicol QM** απομακρύνονται εύκολα από την προσθετική, ψεκάζοντας με ένα ψυκτικό σπρέι. Το **Provicol/Provicol C/Provicol QM** παρατητείται σε θερμοκρασίες μεταξύ 4 °C - 23 °C. Το **Provicol/Provicol C/Provicol QM** ανταποκρίνεται σε διεύρυνση της προσωρινής προσθέτης που γίνεται χωρίς την ιδιαίτερη εύκολητή της προσθέτης.

Το **Provicol/Provicol C/Provicol QM** ανταποκρίνεται στα διεύρυντα πρότυπα EN 23107 και ISO 3107. Μη τη χρησιμοποιείτε μετά την περιορυγμένη λήξης.

Τα παρασκευασμάτα μας δημιουργήθηκαν για οδοντιατρική χρήση. Οσον αφορά στην εφαρμογή και χρήση των προϊόντων μας, οι πληροφορίες που δίνονται είναι βασισμένες στην πολυετή γνώση μας και δεν είναι υποχρεωτικές. Οι πληροφορίες οι οποίες μας δεν αποκλείουν τη δική σας εξέταση και διοικώνται πάνω προϊόντων μας προς την καταλλότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Όμως για οποιαδήποτε δοκιμή που γίνεται χωρίς τον δικό μας έλεγχο, η ευθύνη είναι αποκλειστικά του χρήστη. Φυσικά, εγγυόμαστε για την ποιότητα των παρασκευασμάτων μας σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις και ανάλογα με τους καθορισμένους γενικούς όρους πώλησης και διάθεσης.



Инструкция по применению
Соответствует EN 23107/ISO 3107

Разрешен к применению на территории РФ ФС № 2006/1189

Провикол/Провикол Ц/Провикол КМ представляет собой беззагенольный цемент с гидроокисью кальция на основе композита, легкий в обработке, не влияющий на отверждение пломбировочных и фиксирующих материалов.

Провикол/Провикол Ц/Провикол КМ содержит гидроокись кальция для поддержания жизнеспособности зуба.

Область применения:

Провикол/Провикол Ц/Провикол КМ является временным стоматологическим компонентом для фиксации и закрытия небольших плоских полостей.

Применение:

Провикол КМ (в спиралях QuickMix)

Перед первым применением технически допустима незначительная разница в уровне заполнения обеих частей шприца. Защитный колпачок шприца снять и материал выдавливать до момента, когда его выход из двух отверстий будет равномерным. Надеть смесительную канюлю (тип 10). Отверстия в шприце и канюле для смешивания должны совпадать. Аэрифицировать канюлю путем поворота на 90° часовыми стрелками. Все шприцы КМ имеют выдвижные стержни. Стержень можно вынуть из шприца и вставить обратно. При этом находящиеся в шприце прокладки остаются на своем месте. Благодаря этому заграждение материала в шприце не происходит.

Провикол Ц (в картриджах)

Картридж с Провиколом Ц установить в смеситель (тип 2) фирмы VOCO или аналогичный. Перед первым применением возможна незначительная разница в уровне заполнения обеих частей картрида. В связи с этим заглушку картрида удалить и материал выдавливать до тех пор, пока его выход из двух отверстий не будет равномерным. После этого установить картридж смесительную канюлю (тип 6) и аэрифицировать поворотом на 90°. Материал выдавливается путем медленного и равномерного нажатия на поршень и, при этом, автоматически смешивается в правильной пропорции. После использования смесительную канюлю (тип 6) и заложивший ее шприц вывернуть на 90° и закрепить на обратной стороне шприца. Повторять процесс смешивания изнутри канюли на 20 секунд. Проверить материал на поршень и, при этом, автоматически смешивается в правильной пропорции. После использования смесительную канюлю (тип 6) и заложивший ее шприц вывернуть на 90° и закрепить на обратной стороне шприца. Повторять процесс смешивания изнутри канюли на 20 секунд. Проверить материал на поршень и, при этом, автоматически смешивается в правильной пропорции. Для смешивания материала заменить канюлю на новую. При замене канюли проверить выпускные отверстия картрида на свободное поступление материала.

Провикол (в тубике)

Обработка Провикола производится при комнатной температуре (18 °C - 23 °C). Увеличенное рабочее время требуется при пониженных температурах (ожажденная стеклянная пластина). Катализатор и основа Провикола смешиваются в соотношении 1 : 1. Для этого на блок для смешивания из плотной, не впитывающей бумаги/ пластмассы или на стеклянную пластину нанести одинаковые по длине полоски пасты-основы и пасты-катализатора. Обе пасты смешиваются приблизительно в течение 20 с до получения материала однородной консистенции. Для смешивания применяется шпатель из нержавеющей стали или пластмассы. Для получения более прочного и быстротвердеющего материала следует добавить небольшое количество вазелина. Для получения более прочного и быстротвердеющего материала нужно подмешать оксид цинка (временное пломбирование).

Аппликация:

Провикола/Провикола Ц/Провикола КМ апплицировать во временную коронку или мост и установить конструкцию на препарированый зуб. Провикол можно обрабатывать в течение 1,5 - 2 минут. Провикол Ц/КМ – около 1 минуты. Все виды материала связываются во рту за 4 - 6 минут. Провикол C/Provicol QM ok. 1 minute. Wszystkie te materiały wiążą się w mowie po 4-6 minutach. Nadmiaru materiału należy usuwać z jamy przy użyciu śpatelki z niewielką ilością wazeliny.

Меры предосторожности:

При вскрытии пульпы или при незначительной толщине остатка дентина рекомендуется проведение соответствующих мероприятий по защите пульпы.

Провикол/Провикол Ц/Провикол КМ содержит мод. кани



Инструкции за употреба
В съответствие с EN 23107/ISO 3107

Provicol/Provicol C/Provicol QM е беззенговол цимент с калциев хидроксид; обработка се лесно и не влияе на втвърдяването на обтуровъчни и фиксиращи материали на основа на смола (композити) Provicol/C/Provicol QM съдържа калциев хидроксид, който запазва виталитета на зъба.

Сфера на приложение:
Provicol/Provicol C/Provicol QM се използват като временен цимент за фиксиране на протезни конструкции и запечатване на малки кавитети.

Метод на използване:

Provicol QM (на спринцовка за бързо смесване)

По технически причини може да има малки разлики в нивото на напълване на двете камери на спринцовката. Ето защо свалете калпачката на спринцовката и изтискайте топлова материала, когато е необходимо за да започне да изтича равномерно от двете камери. Поставете и заключете смесителна канюла тип 10° завъртане на 90° по посока на часовниковата стрелка. Материалът се смесва автоматично в смесителния връх. Всички QM спринцовки се предлагат със съответното сглобяване бутало. Това бутало може да се свали и постави обратно на QM спринцовката без от него да изтича материал. Буталото попада винаги по един и същи начин в камерите на спринцовката, което предотвратява кърстоносано замърсяване на материала.

Provicol C (материал в картиши)

Поставете картушата Provicol C в съвместим диспенсер (пистолет) с подходящо бутало. По технически причини може да се слуши двете камери на картушата да не е еднакво напълнени. В този случай свалете калпачката на картушата и изтискайте топлова материала, когато е необходимо, за да се изравни съдържанието на двете камери. След това поставете смесителна канюла тип 6 и я заключете завъртане на 90° по посока на часовниковата стрелка. Чрез бавно и равномерни притискане на лоста, материалът се смесва в правилно съотношение в канюла. След използване не свалите смесителната канюла от картушата. Сменете използвана канюла с нова непосредствено преди следващото нанасяне. При съмната на смесителните канюли проверявайте отвора на картушата, за да се уверите, че материалът тече без препятствено.

Provicol (материал в туви)

Provicol би трябвало да се използва при стайна температура (прибл. 18 °C - 23 °C). По-ниски температури (използване на охлаждена стъклена плоча) водят до удължаване на работните времена. Пастите Provicol база и катализатор се смесват в тегловно отношение 1 : 1. За тази цел изтискайте еднакво дълги ивици база и катализатор за смесителния блокче от търгъвца или база и катализатор на стъклена плоча. След това смесете двете пасти за около 20 с до получаване на хомогенна консистенция. За целта използвайте шпатула от пластмаса или нежърдаема стомана. За получаване на по-мека консистенция или за удължаване на работното време на Provicol прибавете малко количество вазелин.

По-търгъв и по-бързо втвърдяващ се материал се получава чрез добавяне на малко количество цинков оксид (за временни вложки).

Приложение:

Поставете тънък слой Provicol/Provicol C/Provicol QM във вътрешността на временната корона или мост и фиксирайте към препарирания зъб. Provicol може да се обработва в продължение на 1,5 - 2 мин. Всички материали в устата се втвърдяват в рамките на 4 - 6 мин. Поставете временна конструкция в устата. Отстранете излишния материал след 3 - 5 мин.

Предпазни мерки:

В случаи, когато пулата е открита, или подлежащият дентин е прекалено тънък, се препоръчва подходяща подложка.

Provicol/Provicol C/Provicol QM съдържа модифицирани смоли.

Provicol/Provicol C/Provicol QM не трябва да се използва в случай на известна свързчивост (алергия) към тази съставка. Чувствителността на пънчетата може да се намали чрез прилагане на подходящи препарати (десензитайзери) преди фиксирането на временната конструкция. Временните цимент се отстранява напълно преди окончателното фиксиране. (Не използвайте препарати, съдържащи евгенол). При обширни кавитети с една повърхност и кавитети с много повърхности, както и при фиксиране на временни конструкции за по-дълъг срок се препоръчват по-търгъв цименти.

Допълнителна информация:
Kогато използвате Provicol в туви се препоръчва пънчетата да са леко навлажнени с вода.

Благата (влажните пънчета) допълнително улеснява отстраняването на временните конструкции. Остатьците от Provicol/Provicol C/Provicol QM могат да се почистят по-лесно от короните ако се нанесат с вода от комбинираната ръковътка.

Съхранявайте Provicol/Provicol C/Provicol QM при температура 4 °C - 23 °C. Provicol/Provicol C/Provicol QM съответства на EN 23107 и ISO 3107.

Не използвайте след изтичане срока на годност.

Нашите продукти са предназначени за използване в стоматологията. Шо се отнася до приложението на доставяните от нас продукти, устната и/или писмената информация, която предоставяваме за тях е най-добрата, с която разполагаме. Тя не е задължителна.

Нашата информация и/или препоръки ни са освобождени от задължението сами да изprobвате качествата на материала, отнесени към предназначенията му. Тъй като работата с нашите продукти е вън от нашия контрол, потребителът е лично отговорен за използването им. Разбира се, че нашите продукти отговарят на съществуващите стандарти за качество и изисквания към условията, които ние поставяме към продажбите и доставянето.



Navodilo za uporabo
ustreza standardu EN 23107/ISO 3107

Provicol/Provicol C/Provicol QM е cement s kalcijevim hidroksidom, ki je enostaven za obdelavo in ne vsebuje eugenola, poleg tega pa ne vpliva na strjevanje materialov, izdelanih iz umetne baze in namenjenih zavlekam pri pritrjevanju.

Provicol/Provicol C/Provicol QM vsebuje kalcijev hidroksid, ki pomaga ohraniti vitalnost zob.

Območja uporabe:

Provicol/Provicol C/Provicol QM služi kot začasen zobi cement za pritrjevanje in zapiranje manjših, enoslojnih luknjic.

Uporaba:

Provicol QM (v brizgalki QuickMix)

Iz tehničnih razlogov lahko pride pred prvo uporabo do manjših razlik v stanju napoljenosti obeh prekrovov brizgalke. Zato odstranite pokrovček brizgalke in tako dolgo iztiskajte material, dokler obe izstopni odpitni ne podate enake količine materiala. Namestite mešalno kanilo tipa 10. Odprtina na brizgalki in mešalna kanila se morata ujemati. Pričvrstite mešalno kanilo z zasukom za 90° v smeri vrtenja urinjaj kavezala. Material se pri namestitvi samodejno zmeša v kanili.

Vse brizgalke QM so opremljene s snemljivim batom. Bat je mogoče preprosto sneti z brizgalke in ponovno namestiti. Tesnila, ki ležijo v brizgalki, ostanejo na svojem mestu. S tem se prepreči vdor umazanje v brizgalke.

Provicol C (material v kartušah)

Vstavite kartušo Provicol C v dožirkovac VOCA (tip 2) ali v podobno mešalno pištolo. Iz tehničnih razlogov lahko pride pred prvo uporabo do manjših razlik v stanju napoljenosti obeh prekrovov kartuš. Zato odstranite pokrov kartuše in tako dolgo iztiskajte material, dokler obe izstopni odpitni ne podate enake količine materiala. Nato namestite mešalno kanilo tipa 6 in jo pričvrstite z zasukom za 90°. S počasnim in enakomernim pritiskom na vzdvod se material iztisne ter se pri tem samodejno zmeša v pravilnem razmerju. Po uporabi ne odstranite mešalne kanile s kartuše. Uporabljeno kanilo odstranite še neposredno pred uporabo nove mešalne kanile. Ob zamenjavi kanili preverite odpitno kartuše in se prepričajte, da lahko material prsto priteka.

Provicol (material v tubah)

Material Provicol se uporablja pri sobni temperaturi (18 °C - 23 °C). Pri nižjih temperaturah (uporaba ohlajenih steklenih plošč) se čas obdelave podaljša. Katalizator Provicol in osnovna zmes se mešata v razmerju 1 : 1. Zato nanesete dve enaki dolžini osnovne zmesi v razmerju 1 : 1. Za tisto delo iztiskajte edнакво dolžino količine materiala. Nato zmešajte mešalno kanilo tipa 6 in jo pričvrstite z zasukom za 90°. S tem samodejno zmeša v pravilnem razmerju. Po uporabi ne odstranite mešalne kanile s kartuše. Uporabljeno kanilo odstranite še neposredno pred uporabo nove mešalne kanile. Ob zamenjavi kanili preverite odpitno kartuše in se prepričajte, da lahko material prsto priteka.

Provicol (material v tube)

Provicol se spravčava pri izbojni teploti (18 °C - 23 °C). Nižje teploty (ohladeni skleni doski) spodbujajo predlježje doby spravovanja. Provicol katalizator a baza sa zmešavaju v hmnotnostnom pomere 1 : 1. Za tým účelom umiestnite na zmešávaciu blok v pevného, nepripraveneho papiera alebo plasti, resp. na sklenú dosku rovnako dlhé pásky základnej pasty a katalyzátorovej pasty. Obe pasty zmešávajte približne 20 s, kým tento materiál nedobudne homogénnu konzistenciu. Na miestanie používajte špatľu v správnom pomere. Po použíti nechajte zmešávaciu kanýlu následne na kartuši. Zmešávaciu kanýlu vyumejte ju za novú až bezprostredne pred ďalším použitím. Prí výmeny kanýly skontrolujte otvory na kartuši, či cez ne materiál volne preteká. Medzičas ažantagius.

Provicol (material v tubach)

Material Provicol se spravčava pri izbojni teploti (18 °C - 23 °C).

Pri nižjih temperaturah (uporaba ohlajenih steklenih plošč) se čas obdelave podaljša. Katalizator Provicol in osnovna zmes se mešata v razmerju 1 : 1. Zato nenesete dve enaki dolžini osnovne zmesi v razmerju 1 : 1. Za tým účelom umiestnite na zmešávaciu blok v pevného, nepripraveneho papiera alebo plasti, resp. na sklenú dosku rovnako dlhé pásky základnej pasty a katalyzátorovej pasty. Obe pasty zmešávajte približne 20 s, kým tento materiál nedobudne homogénnu konzistenciu. Na miestanie používajte špatľu v správnom pomere. Po použíti nechajte zmešávaciu kanýlu následne na kartuši. Zmešávaciu kanýlu vyumejte ju za novú až bezprostredne pred ďalším použitím. Prí výmeny kanýly skontrolujte otvory na kartuši, či cez ne materiál volne preteká. Medzičas ažantagius.

Uporaba:

Naneste nejak sredstva Provicol/Provicol C/Provicol QM v začasno

ali močiček in vse skupaj namestite na pripravljeni zob.

Provicol lahko uporabljate približno 1,5 - 2 minuti. Provicol C/Provicol QM pa približno 1 minuto. Material se v ustih strdi po približno

3 - 5 minute po vstaviti v usta odstranite višek materiala.

Varnostni ukrep:

V prvemu odprtju zobne pulpe ali nezadostne debeline dentina se priporoča uporaba ustreznih ukrepov za zaščito pulpe.

Provicol/Provicol C/Provicol QM vsebuje modifikiran kolofonij. Pri znani preobčutljivosti (alergijskih) na posamezne sestavine Provicol/Provicol C/Provicol QM materiala ne smete uporabiti.

Obočutljivost kralja može zmanjšati z uporabo preparata za zmanjšanje občutljivosti, ki jih nenesete na začasno pritrivite.

Pri dokončno pritrivite je treba to preparat popolnoma odstraniti.

Pri tem ne smete uporabiti sredstev, ki vsebujejo eugenol! Večje in

globlje luknjice ter začasne dolgoročne zalivke je bolje oskrbeti s trdnejšim cementom.

Dodata na navodila:

Pri uporabi sredstva Provicol v tubah je priporočeno navlažiti krn

z nekoliko vode! Vlažnost (vlažen krn) olajša odstranjevanje začasnih zalivk.

Ostanke sredstva Provicol/Provicol C/Provicol QM je mogoče pre-

proto odstraniti s krn, če jih na kratko ohladite s hladilnim sprejem.

Shranjujte pri 4 °C - 23 °C.

Provicol/Provicol C/Provicol QM ustreza standardoma EN 23107 in

ISO 3107.

Materiala ne smete uporabljati po preteklu datuma uporabe.

Naši preparati so razviti za uporabo v zobozdravstvu. Naša ustna in/ali

pisna navodila in nasveti, ki zadavajo uporabo naših preparativ, te-

melijo na našem najboljšem poznavanju in so neobvezujoča. Naša na-

vodila in/ali nasveti vas ne osvobodijo lastne preizkušnje in presoje o

primernosti za načrtovanoto uporabo naših preparativ. Ker poteka upo-

raba naših preparativ brez našega nadzora, nosite odgovornost zanje

sami. Seveda pa zagotavljamo kakovost naših izdelkov v skladu z ob-

stojčimi normami ter v skladu s standardi, ki so določeni na naših

splošnih dostavnih in prodajnih pogojih.



Návod na použitie
zodpovedá EN 23107/ISO 3107

Provicol/Provicol C/Provicol QM je cement s kalcijevim hidroksidom, ktorý je enostaven na obdelavo in ne vsebuje eugenolu, polomer, ktorý nevplyvuje na výrobu na strjevanie materialov, izdelaných z umetnej báze a zároveň zlepšuje výrobivo a spevňujúci materiálov na báze umetnej hmot.

Provicol/Provicol C/Provicol QM obsahuje hydroxid vápenatý, ktorý podporuje zachovanie vitality zuba.

Oblasti použitia:

Provicol/Provicol C/Provicol QM slúži ako provizórny dentálny ce-

ment pre fixáciu a uzavretie malých jednoprovŕchových káv.

Aplikácia: