

General Information

RelyXTM Luting cement, manufactured by 3M ESPE, is a glass ionomer system comprised of two parts: a powder and a liquid. The powder is a radiopaque, fluoroaluminosilicate glass. The liquid is an aqueous solution of a modified polyalkenoate acid. RelyX Luting cement provides the major benefits of glass ionomer cements - adhesion to tooth structure, fluoride release along with additional benefits of low solubility, improved fracture toughness and a low viscosity, non-stringy, slump-resistant mix.

RelyX Luting cement is a self-cure system using two dark-cure reactions to provide the improved properties.

Indications

RelyX Luting cement is indicated for use when luting:

- Porcelain fused to metal crowns and bridges to tooth structure, amalgam composite or glass ionomer core buildups;
- Metal inlays, onlays or crowns;
- Crowns made with all-alumina or all-zirconia cores such as Procera[®] AllCeram
- Prefabricated and cast post cementation
- Orthodontic appliances.

RelyX Luting cement is not indicated for composite or porcelain inlays or onlays, or composite or all-ceramic crowns not having all-alumina or all-zirconia cores.

Precautionary Information for Patients:
Avoid use of this product in patients with known acrylate^{*} allergies. This product contains substances that may cause an allergic reaction by skin contact in certain individuals. If prolonged contact with oral soft tissue occurs, flush with large amounts of water. If allergic reaction occurs, seek medical attention as needed, remove the product if necessary and discontinue future use of the product.

Precautionary Information for Dental Personnel:

This product contains substances that may cause an allergic reaction by skin contact in certain individuals. To reduce the risk of allergic response, minimize exposure to these materials. In particular, avoid exposure to uncured product. If skin contact occurs, wash skin with soap and water. Use of protective gloves and a no-touch technique is recommended. Acrylates^{*} may penetrate commonly used gloves. If product contacts glove, remove and discard glove, wash hands immediately with soap and water and then re-glove. If allergic reaction occurs, seek medical attention as needed.

Contains Potassium Persulfate. May produce an allergic reaction.

Contains Potassium Persulfate that may trigger an allergic respiratory reaction in certain individuals. This product may not be appropriate for use in those individuals with known sensitivity to sulfites, since a cross-reaction may occur with Potassium Persulfate.

Instructions for Use

1. Remove the provisional restoration and all residual temporary cement. Thoroughly clean the preparation with an oil-free pumice paste. Rinse with water and let dry.

Note: Do not desiccate the tooth. Desiccation of tooth structure is believed to cause post operative sensitivity in some individuals.

2. Pulp protection: Use a hard setting calcium hydroxide material with near exposures.

NOTE: Use of some tooth preparation treatments is contraindicated as their residue may adversely affect bond strength or the setting reactions (e.g., Tubulicid Red).

Contact your local 3M ESPE representative or the 3M ESPE Customer Hotline for specific details.

3. Casting preparation: Thoroughly clean interior surfaces of cast crown, inlay or onlay.

4. Dispense powder and liquid: The standard powder/liquid ratio of 1.6:1 by weight can be obtained by using an equal number of level scoops of powder and liquid drops.

Three scoops of powder and three drops of liquid will provide an adequate amount of material to seat one typical crown.

Shake the jar to fluff the RelyX Luting powder before dispensing. Insert the scoop into the jar, overfill it with loosely packed powder and withdraw it against the plastic lever to remove excess powder and obtain a level scoop. Dispense the desired number of powder scoops onto the mixing pad.

Note: The glass ionomer powders are sensitive to high humidity. Store with jar caps securely tightened and away from high humidity.

To obtain a proper liquid drop size, hold the RelyX Luting cement liquid vial vertically with the dropper tip down and without the tip contacting the mixing pad. Squeeze the vial to dispense the desired number of liquid drops onto the mixing pad.

5. Mixing: Using a cement spatula, mix the powder into the liquid. To minimize water evaporation and maximize working time, confine spatulation of the powder and liquid to a small area of the mixing pad. All of the powder should be incorporated into the liquid within 30 seconds.

6. Working time of the standard powder/liquid ratio is at least 2.5 minutes from the start of mix at a room temperature of 73°F (23°C). Higher temperatures and vigorous spatulation will shorten working time. Lower temperatures will lengthen working time.

Note: Working time can be lengthened by using refrigerated liquid or by mixing on a cold slab.

7. Crown placement: Load the crown by spreading a layer of the cement over all the interior surfaces of the crown. Seat crown. Maintain pressure on crown to maintain position during setting process.

8. Clean up excess. Excess material can be removed when cement reaches a waxy stage after a minimum of 3 minutes from placement in the mouth (37°C or 98°F). Use a suitable instrument for this process.

Cement will set hard within 10 minutes after placement in the mouth.

Storage and Use

1. Shelf life at room temperature is 24 months. See outer package for expiry date.

2. The glass ionomer system is designed to be used at room temperatures of approximately 70-75°F (21-24°C). Replace caps immediately after use.

3. Glass ionomer powders are sensitive to high humidity. Store with jar caps securely tightened and away from high humidity.

4. Do not substitute VitremerTM Core Buildup/Restorative powder or liquid, manufactured by 3M ESPE, for RelyX Luting cement powder or liquid.

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

Warranty
3M ESPE warrants this product will be free from defects in material and manufacture. 3M ESPE MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M ESPE's sole obligation shall be repair or replacement of the 3M ESPE product.

Limitation of Liability
Except where prohibited by law, 3M ESPE will not be liable for any loss or damage arising from the product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

Procera[®] is a registered trademark of Nobel Biocare AB.

DEUTSCH**Allgemeine Informationen**

RelyXTM Luting Befestigungszeugnis, von 3M ESPE, ist ein Glas-ionomer-System, das aus zwei Teilen besteht: Pulver und Lösung. Das Pulver ist ein röntgenopakes Fluoralu-minosilikat-Glas. Die Lösung ist eine wässrige Lösung einer modifizierten Polyalkenoat-Säure. RelyX Luting Befestigungszeugnis bietet die wichtigsten Vorteile von Glas-Ionomer-Zemente-Haftung an der Zahnsubstanz. Fluoridabgabe, keine Löslichkeit, verbesserte Bruchfestigkeit. Er besitzt eine niedrige Viskosität, zieht keine Fäden, tropt nicht. RelyX Luting Befestigungszeugnis ist ein selbsthärtendes System mit zwei Härtungsmechanismen, die die Materialeigenschaften verbessern.

Indikationen

RelyX Luting Befestigungszeugnis ist indiziert für die Befestigung von:
 • keramikverblendeten Kronen und Brücken (VMK - Technik) auf: Zahnsubstanz, Amalgam, Composite oder Glas-Ionomer Stumpfaufbauten.
 • Metall-Inlays, -Onlays und -Kronen
 • aus Voll-Aluminium oder Voll-Zirkonia-Kernen, z. B. Procera[®] AllCeram, hergestellten Kronen
 • vorgefertigten oder gegossenen Stiften.
 • kieferorthopädischen Vorrichtungen

RelyX Luting Befestigungszeugnis ist nicht indiziert für Kronen, Inlays und Onlays aus Keramik oder Composite, oder für Komposit- oder Voll-Keramik-Kronen ohne Vollaluminium- oder Vollzirkonia-Kern.

Indications

RelyX Luting cement is indicated for use when luting:

- Porcelain fused to metal crowns and bridges to tooth structure, amalgam composite or glass ionomer core buildups;
- Metal inlays, onlays or crowns;
- Crowns made with all-alumina or all-zirconia cores such as Procera[®] AllCeram
- Prefabricated and cast post cementation
- Orthodontic appliances.

RelyX Luting cement is not indicated for composite or porcelain inlays or onlays, or composite or all-ceramic crowns not having all-alumina or all-zirconia cores.

Precautionary Information for Patients:

Dieses Produkt sollte bei Patienten mit bekannter Allergie gegen Acrylate^{*} nicht angewendet werden. Dieses Produkt enthält Substanzen, die bei bestimmten Menschen allergische Reaktionen hervorrufen können. Nach längerem Kontakt mit oralem Weichgewebe mit viel Wasser spülen. Bei allergischen Reaktionen nach Bedarf ärztlichen Rat einholen; das Produkt erfordert ebenfalls entfernen und in Zukunft nicht mehr verwenden.

Warnhinweise für Praxispersonal:

Dieses Produkt enthält Substanzen, die bei bestimmten Menschen allergische Reaktionen hervorrufen können. Um das Risiko einer allergischen Reaktion zu reduzieren, den Kontakt mit diesen Materialien nach Möglichkeit vermeiden. Insbesondere ist der Kontakt mit nicht ausgehärteten Komponenten zu vermeiden. Falls Hautkontakt erfolgt, die Haut mit Wasser und Seife waschen. Die Verwendung von Schutzhandschuhen und eine berührungsfreie Technik werden empfohlen. Acrylate^{*} können die üblicherweise verwendeten Handschuhe durchdringen. Wenn das Produkt in Kontakt mit einem Handschuh kommt, Handschuh ausziehen und entsorgen. Hände sofort mit Wasser und Seife waschen und einen neuen Handschuh anziehen. Bei allergischen Reaktionen nach Bedarf ärztlichen Rat einholen.

Enthaltsstoffe:

Dieses Produkt enthält Substanzen, die bei bestimmten Menschen allergische Reaktionen hervorrufen können. Um das Risiko einer allergischen Reaktion zu reduzieren, den Kontakt mit diesen Materialien nach Möglichkeit vermeiden. Insbesondere ist der Kontakt mit nicht ausgehärteten Komponenten zu vermeiden. Falls Hautkontakt erfolgt, die Haut mit Wasser und Seife waschen. Die Verwendung von Schutzhandschuhen und eine berührungsfreie Technik werden empfohlen. Acrylate^{*} können die üblicherweise verwendeten Handschuhe durchdringen.

Warenbeschreibung:

Dieses Produkt enthält Substanzen, die bei bestimmten Menschen allergische Reaktionen hervorrufen können. Um das Risiko einer allergischen Reaktion zu reduzieren, den Kontakt mit diesen Materialien nach Möglichkeit vermeiden. Insbesondere ist der Kontakt mit nicht ausgehärteten Komponenten zu vermeiden. Falls Hautkontakt erfolgt, die Haut mit Wasser und Seife waschen. Die Verwendung von Schutzhandschuhen und eine berührungsfreie Technik werden empfohlen. Acrylate^{*} können die üblicherweise verwendeten Handschuhe durchdringen.

Warenbeschreibung:

Dieses Produkt enthält Substanzen, die bei bestimmten Menschen allergische Reaktionen hervorrufen können. Um das Risiko einer allergischen Reaktion zu reduzieren, den Kontakt mit diesen Materialien nach Möglichkeit vermeiden. Insbesondere ist der Kontakt mit nicht ausgehärteten Komponenten zu vermeiden. Falls Hautkontakt erfolgt, die Haut mit Wasser und Seife waschen. Die Verwendung von Schutzhandschuhen und eine berührungsfreie Technik werden empfohlen. Acrylate^{*} können die üblicherweise verwendeten Handschuhe durchdringen.

Anwendungshinweise:

1. Entfernen Sie das provisorische Füllungsmaterial. Reinigen Sie die Präparation gründlich mit ölfreier Bimssteinpaste. Spülen Sie und lassen Sie die Präparation trocken.

Merke: Lassen Sie den Zahn nicht austrocknen. Die Austrocknung der Zahnsubstanz wird als Ursache für postoperative Schmerzen bei einigen Patienten betrachtet.

2. **Pulpschutz:** Verwenden Sie einen Kalzium-Hydroxid-Zement mit hoher Endhärte, falls die Präparation pulpnah ist.

HINWEIS: Die Anwendung gewisser Zahnhartungsmethoden ist kontraindiziert, da die hier verbleibenden Rückstände die Härtfestigkeit oder Aushärtreaktionen beeinträchtigen können (z. B. Tubulicid Red).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen 3M ESPE Aufverständnismitarbeiter oder rufen Sie uns unter der 3M ESPE Service-Telefon-Nr. 0800-11 28 40.

3. **Vorbereitung des Gußteils:** Reinigen Sie gründlich die Innenflächen der Gußkrone, des Inlays oder Onlays.

4. **Entnehmen Sie Pulver und Lösung:** Das Standard-Gewichts-Verhältnis von Pulver und Lösung beträgt 1:6.1. Die identische Anzahl von Melöffel Pulver und Tropfen ergeben dieses Gewichtsverhältnis (1 Melöffel auf 1 Tropfen).

Drei Melöffel Pulver und drei Tropfen Lösung liefern eine angemessene Materialmenge für das Einsetzen einer typischen Krone.

Schütteln Sie vor der Entnahme das Fläschchen, um das RelyX Luting -Pulver aufzulockern. Nehmen Sie einen Melöffel Pulver auf und streichen Sie den Löffel an der Plastik-Kante im Fläschchen ab, um überschüssiges Pulver zu entfernen und einen abgeriebenen Löffel als Menge zu erhalten. Geben Sie die gewünschte Anzahl Melöffel Pulver auf einen Mischblock.

Hinweis: Glas-ionomer Pulver sind feuchtigkeitsempfindlich. Lagern Sie die Fläschchen gut verschlossen und fern von Feuchtigkeit.

Um die richtige Tropfengröße zu erhalten, halten Sie das Fläschchen der RelyX Luting Befestigungszeugnis vertikal nach unten, ohne den Mischblock zu berühren. Drücken Sie die gewünschte Anzahl Tropfen auf den Mischblock.

5. **Amischen:** Verwenden Sie einen Zementspatel, mischen Sie das Pulver in die Lösung. Um die Wasserverdünnung zu minimieren und um die Arbeitszeit zu maximieren, begrenzen Sie die Amischen auf eine kleine Fläche des Mischblocks. Die gesamte Pulvermenge sollte innerhalb von 30 Sekunden in die Lösung gemischt werden.

6. **Die Applikationszeit beim Standard-Pulver/Lösung-Mischverhältnis beträgt 2,5 Minuten vom Beginn des Amischen bei Raumtemperatur (23°C). Höhere Temperaturen und sehr intensive Amischen verkürzen die Applikationszeit. Niedrigere Temperaturen verlängern die Arbeitszeit.**

Merke: Die Arbeitszeit kann durch Kühlung der Lösung oder durch das Amischen auf einer gekühlten Amischplatte verlängert werden.

7. **Applikation der Krone:** Füllen Sie die Krone, indem Sie das Material auf alle Innenflächen aufragen. Setzen Sie die Krone ein. Halten Sie den Druck auf die Krone während des Aushärtungsprozesses aufrecht.

8. **Entfernen der Überschüsse:** Überschüssiges Material kann entfernt werden, sobald das Material eine mittlere Viskosität erreicht hat, was nach mindestens 3 Minuten der Fall ist (bei 37°C).

9. **Reinigung der Krone:** Füllen Sie die Krone, indem Sie das Material auf alle Innenflächen aufragen. Setzen Sie die Krone ein. Halten Sie den Druck auf die Krone während des Aushärtungsprozesses aufrecht.

10. **Entfernen der Überschüsse:** Überschüssiges Material kann entfernt werden, sobald das Material eine mittlere Viskosität erreicht hat, was nach mindestens 3 Minuten der Fall ist (bei 37°C).

11. **Reinigung der Krone:** Füllen Sie die Krone, indem Sie das Material auf alle Innenflächen aufragen. Setzen Sie die Krone ein. Halten Sie den Druck auf die Krone während des Aushärtungsprozesses aufrecht.

12. **Reinigung der Krone:** Füllen Sie die Krone, indem Sie das Material auf alle Innenflächen aufragen. Setzen Sie die Krone ein. Halten Sie den Druck auf die Krone während des Aushärtungsprozesses aufrecht.

13. **Reinigung der Krone:** Füllen Sie die Krone, indem Sie das Material auf alle Innenflächen aufragen. Setzen Sie die Krone ein. Halten Sie den Druck auf die Krone während des Aushärtungsprozesses aufrecht.

14. **Reinigung der Krone:** Füllen Sie die Krone, indem Sie das Material auf alle Innenflächen aufragen. Setzen Sie die Krone ein. Halten Sie den Druck auf die Krone während des Aushärtungsprozesses aufrecht.

15. **Reinigung der Krone:** Füllen Sie die Krone, indem Sie das Material auf alle Innenflächen aufragen. Setzen Sie die Krone ein. Halten Sie den Druck auf die Krone während des Aushärtungsprozesses aufrecht.

16. **Reinigung der Krone:** Füllen Sie die Krone, indem Sie das Material auf alle Innenflächen aufragen. Setzen Sie die Krone ein. Halten Sie den Druck auf die Krone während des Aushärtungsprozesses aufrecht.

17. **Reinigung der Krone:** Füllen Sie die Krone, indem Sie das Material auf alle Innenflächen aufragen. Setzen Sie die Krone ein. Halten Sie den Druck auf die Krone während des Aushärtungsprozesses aufrecht.

18. **Reinigung der Krone:** Füllen Sie die Krone, indem Sie das Material auf alle Innenflächen aufragen. Setzen Sie die Krone ein. Halten Sie den Druck auf die Krone während des Aushärtungsprozesses aufrecht.

19. **Reinigung der Krone:** Füllen Sie die Krone, indem Sie das Material auf alle Innenflächen aufragen. Setzen Sie die Krone ein. Halten Sie den Druck auf die Krone während des Aushärtungsprozesses aufrecht.

20. **Reinigung der Krone:** Füllen Sie die Krone, indem Sie das Material auf alle Innenflächen aufragen. Setzen Sie die Krone ein. Halten Sie den Druck auf die Krone während des Aushärtungsprozesses aufrecht.

21. **Reinigung der Krone:** Füllen Sie die Krone, indem Sie das Material auf alle Innenflächen aufragen. Setzen Sie die Krone ein. Halten Sie den Druck auf die Krone während des Aushärtungsprozesses aufrecht.

22. **Reinigung der Krone:** Füllen Sie die Krone, indem Sie das Material auf alle Innenflächen aufragen. Setzen Sie die Krone

alcançar um estado ceroso depois de um minimo de 3 minutos desde a colocação na boca (37°C ou 98°F). Utilizar um instrumento apropriado para este procedimento.

O cimento polimerizará em 10 minutos depois da sua colocação na boca.

Armazenagem e utilização

1. A validade destes produtos é temperatura ambiente é de 24 meses. Vér no exterior da embalagem a data de caducidade.
2. O sistema de lônômero de Vidro foi concebido para ser utilizado a temperaturas de 70-75°F ou 21-24°C aproximadamente. Substitua as cápsulas imediatamente após a sua utilização.
3. O pó do lônômero de Vidro é sensível à humidade elevada. **Armazenar com a tampa bem fechada e longe das zonas de elevada humidade.**
4. Não substituir o pó ou o líquido do Vitremer™ Sistema Restaurador/ Reconstructor, fabricado com 3M ESPE, de cotos pelo RelyX Luting cement.

Ninguém está autorizado a fornecer qualquer informação diferente da que é fornecida nesta folha de instruções.

GARANTIA

A 3M ESPE garante que este produto estará isento de defeitos em termos de material e fabrico. A 3M ESPE NÃO CONCEDE QUASIQUE OUTRAS GARANTIAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA OU DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A DETERMINADO FIM. O utilizador é responsável por determinar a adequação do produto à aplicação em causa. Se este produto se apresentar defetoso dentro do período de garantia, a sua única solução e única obrigação da 3M ESPE será a reparação ou substituição do produto da 3M ESPE.

Limitação da responsabilidade

Excepto quando proibido por lei, a 3M ESPE não será responsável por quaisquer perdas ou danos resultantes deste produto, sejam diretos, indiretos, especiais, incidentais ou consequenciais, independentemente da teoria defendida, incluindo garantia, contrato, negligéncia ou responsabilidade estatutária.

Procura® é uma marca registada da Nobel Biocare AB.

NEEDERLANDS

Algemene informatie

RelyX Luting cement, vervaardigd door 3M ESPE, is een glasionomersysteem dat uit twee componenten bestaat: een poeder en een vloeistof. Het poeder is een radioopaak fluoraluminumsilicaatglas. De vloeistof is een waterige oplossing van een gemodificeerd polyalkenoxyzuur. RelyX Luting cement biedt de belangrijkste voordelen van glasionomer cementen - hechting aan tandstructuur, fluoride afsluiting, gecombineerd met een lage oplosbaarheid, verbeterde breukbestendigheid en een laag viscuze, niet draderige, niet inzakende mix.

RelyX Luting cement is een zelfhardend systeem waarin twee niet lichthardende reacties plaats vinden om verbeterde eigenschappen te bewerkstelligen.

Indicaties

RelyX Luting cement is aanbevolen voor het cementeren van:

- Porcelain-op-metaal kronen en bruggen aan tandstructuur, amalgam, composiet of glasionomer stompboven;
- Metalen inlays, onlays of kronen;
- Kronen bestaande uit all-alumina of all-zirconia stompen zoals Procura® AllCeram.
- Al dan niet gegoten stift;
- Orthodontische hulpmiddelen.

RelyX Luting cement is niet geschikt voor inlays en onlays in composiet of vol keramiek, of kronen vervaardigd uit composiet of vol keramiek die niet uit all-alumina of all-zirconia stompen bestaan.

Voorzorgsmaatregelen voor de patiënt:

Het gebruik van dit product bij patiënten waarvan bekend is dat ze allergisch zijn voor acrylaten*, dient vermeden te worden. Dit product bevat stoffen die bij bepaalde personen bij contact met de huid een allergische reactie kunnen veroorzaken. Als het product langdurig in contact staat met de zachte weefsels in de mond, dient het gebied met een ruime hoeveelheid water te worden gespoeld. Als zich een allergische reactie voordoet, dient u zo nodig medische hulp in te roepen, het product te verwijderen en af te zien van toekomstig gebruik van het product.

Voorzorgsmaatregelen voor het tandheelkundig personeel:

Dit product bevat stoffen die bij bepaalde personen bij contact met de huid een allergische reactie kunnen veroorzaken. Om het risico van allergische reacties te minimaliseren, moet blootstelling aan deze materialen zoveel mogelijk worden vermeden. Met name blootstelling aan het niet-uitgeharde product dient vermeden te worden. Bij contact met de huid met een ruime hoeveelheid water te worden gespoeld. Als een allergische reactie voordoet, dient u zo nodig medische hulp in te roepen, het product te verwijderen en af te zien van toekomstig gebruik van het product.

Scherpe gereedschappen:

Bevat kalumpersulfataat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bevat kalumpersulfataat dat bij bepaalde personen een allergische respiratoire reactie kan veroorzaken. Dit product is misschien niet geschikt voor gebruik bij personen van wie bekend is dat hij gevoelig zijn voor sulfaten, aangezien zich een kruisreactie kan voordoen met kalumpersulfataat.

Gebruiksaanwijzingen

1. Verwijder de tijdelijke restauratie en alle resten van het tijdelijke cement. Reinig de preparatie grondig met een olievrij puimsteenpasta. Spoel met water en droog.

Opmerking: Droog het element niet uit. Men neemt aan dat uitdroging bij sommige patienten post-operativeve gevoelheid veroorzaakt.

2. Pulpa bescherming:

Gebruik calcium-hydroxide bij (bijna) exponates.

NB: Gebruik van sommige preparatiemiddelen is gecontraindiceerd daar het residue de hechtkracht of harding negatief kan beïnvloeden (bijvoorbeeld Tubulicid Red). Voor vragen kunt u contact opnemen met uw lokale 3M ESPE vestiging.

3. Voorbereiding werkstuk:

Reing de binnenzijde van kroon, inlay of onlay grondig.

4. Poeder en vloeistof: De standaard 1.6 op 1 (gew.) mengverhouding wordt verkeegen voor een gelijk aantal druppels vloeistof en afgetrekken schepjes poeder te nemen.

5. Schepjes en 3 druppels zijn normaal genoeg voor het cementeren van een kroon.

Schud het poederflesje eerst om RelyX Luting-poeder los te maken. Breng het schepje in, overvul het met los cement en haal het langs het afstrijkrandje. Lepel de gewenste hoeveelheid op het mengblaadje.

Opmerking: Glasionomer poeders zijn gevoelig voor een hoge luchtvuchtigheid. Bewaar de flesjes met de dopjes goed gesloten en verwijderd van hoge luchtvuchtigheid.

Om de goede druppelgroote te krijgen moet het RelyX Luting cement vloeistofleesje vertical op de kop gehouden worden, zonder dat de tip in contact komt met het mengblaadje. Knip in het flesje om de gewenste hoeveelheid druppels op het mengblaadje te krijgen.

5. Mengen: Gebruik een cementspatel en meng de poeder door de vloeistof. Om verdamping te minimaliseren en verwerkingsstijd te maximaliseren moet het mengen op een klein mogelijk deel van het mengblaadje plaatsvinden. Ale poeder moet in 30 seconden door de vloeistof gemengd zijn.

6. Verwerkingsstijd: Van de standaard poeder-vloeistof verhouding op kamertemperatuur van 23°C is ten minste 2,5 minuten vanaf het begin van mengen. Hogere temperaturen en heftig, langdurig spatten zullen dit verkorten. Lagere temperaturen zullen de verwerkingsstijd verlengen.

NB: Verwerkingsstijd kan verlengd worden door vloeistof op koelkasttemperatuur te gebruiken of door te mogen op een koude ondergrond.

7. Kroon plaatsen: Vul de kroon door een egale laag cement over alle contactvlakken van het werkstuk te plaatsen. Plaats de kroon en houd onder druk om de positie te behouden tijdens het hardproces.

8. Schoonmaken: Overvloedig materiaal kan vanaf drie minuten na plaatsing in de mond (37°C) verwijderd worden. Dan is het cement in een was-achtige fase. Gebruik de

hiervoor geschikte instrumenten.

Cement wordt hard na 10 minuten in de mond.

Opslag en Gebruik

1. Houdbaarheid op kamertemperatuur is 24 maanden. Zie de verpakking voor de vervaldatum.

2. Dit glasionomersysteem is gemaakt voor gebruik op kamertemperatuur van 21°-24°C. Na gebruik de dopjes meteen op de flesjes terug plaatsten.

3. Glasionomer poeders zijn gevoelig voor een hoge luchtvuchtigheid. **Bewaar de flesjes met de dopjes goed gesloten en verwijderd van hoge luchtvuchtigheid.**

4. Verwissel NIET poeder van Vitremer™ Core Buildup/Restorative System, verwardigt door 3M ESPE, met poeder of vloeistof van RelyX Luting cement.

Geen enkele persoon heeft het recht informatie te verschaffen die afwijkt van hetgeen beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Garantie:

3M ESPE garanteert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIJDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZIJLWIGE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het doel die gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product in ca. 24 maanden.

3. M ESPE garanteert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIJDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZIJLWIGE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het doel die gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product in ca. 24 maanden.

4. M ESPE garanteert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIJDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZIJLWIGE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het doel die gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product in ca. 24 maanden.

5. M ESPE garanteert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIJDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZIJLWIGE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het doel die gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product in ca. 24 maanden.

6. M ESPE garanteert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIJDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZIJLWIGE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het doel die gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product in ca. 24 maanden.

7. M ESPE garanteert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIJDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZIJLWIGE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het doel die gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product in ca. 24 maanden.

8. M ESPE garanteert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIJDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZIJLWIGE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het doel die gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product in ca. 24 maanden.

9. M ESPE garanteert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIJDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZIJLWIGE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het doel die gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product in ca. 24 maanden.

10. M ESPE garanteert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIJDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZIJLWIGE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het doel die gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product in ca. 24 maanden.

11. M ESPE garanteert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIJDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZIJLWIGE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het doel die gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product in ca. 24 maanden.

12. M ESPE garanteert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIJDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZIJLWIGE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het doel die gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product in ca. 24 maanden.

13. M ESPE garanteert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIJDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZIJLWIGE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het doel die gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product in ca. 24 maanden.

14. M ESPE garanteert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIJDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZIJLWIGE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het doel die gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product in ca. 24 maanden.

15. M ESPE garanteert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIJDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZIJLWIGE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het doel die gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product in ca. 24 maanden.

16. M ESPE garanteert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIJDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZIJLWIGE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het doel die gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product in ca. 24 maanden.

17. M ESPE garanteert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIJDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZIJLWIGE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het doel die gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product in ca. 24 maanden.

18. M ESPE garanteert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIJDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZIJLWIGE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het doel die gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product in ca. 24 maanden.

19. M ESPE garanteert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIJDT GE