

<

roeko

Parotisroll

anatomic

roeko

+ Parotisroll

Lingual

Buccal

Labial

roeko

Parotisroll

anatomic

roeko

+ Parotisroll

RO

PL

SL

LT

ET

CS

Instrucțiuni de utilizare

Instrukcja użycia

Navodilo za uporabo

Vartojimo instrukcija

Kasutusjuhend

Návod k upotřebení

Parotisroll și Parotisroll anatomic sunt role dentare cu efect de arcuire. Acestea reduc temporar fluxul de salivă, mențin gura deschisă și absorb umezeala. Capetele plate ale rolelor Parotisroll anatomic simplifică aplicarea lor, chiar dacă există un spațiu mic de lucru – atât în zona molară superioară, cât și în zona premolară a mandibulei.

Sfaturi de utilizare Lingual

La utilizarea linguală, Parotisroll se fixează prin acțiunea arcului care ține ușor limba în partea de jos a cavității bucale. Parotisroll anatomic se poziționează astfel încât suprafața plată să exercite presiune pe partea interioară a arcului dentar. Capetele plate facilitează poziționarea rolelor Parotisroll anatomic în zona îngustă linguală. Exercițiul de presiune mai mică în zona care generează senzația de înec cu salivă decât în cazul rolelor dentare standard. Tratatamentul dentar va fi mult mai plăcut și ușor atât pentru pacienții sensibili care tind să se înecă, cât și pentru echipa stomatologică.

Bucal

Când este utilizată bucal, rola Parotisroll retrage obrazul și gura este menținută deschisă prin acțiunea arcului. Rola exercită o presiune ușoară, dar fermă, asupra glandei parotide, reducând astfel temporar fluxul de salivă. Parotisroll anatomic se așează cu suprafața plată sprijinită pe exteriorul arcului dentar.

Labial

Când este utilizată labial, Parotisroll retrage buza și oferă suficient spațiu pentru tratamentul aplicat în zona cervicală. De aceea, este ideală pentru utilizarea în timpul tratamentelor dentare de estetică. De asemenea, este ideală pentru ortodonție și este de mare ajutor la tratarea copilor. Parotisroll anatomic se așează în jurul arcului dentar, cu suprafața plată sprijinită pe arc.

Parotisroll a Parotisroll anatomic to waleczki dentystyczne ze zintegrowaną sprężyną. Tymczasowo zmniejszają napływ śliny, ułatwiają utrzymanie otwartych ust i wchłaniania wilgości. Spłaszczone końce waleczka Parotisroll anatomic umożliwiają jego łatwe umieszczenie, nawet w przypadku ograniczonej przestrzeni roboczej – zarówno w obszarze górnych żębów trzonowych, jak również w obszarze żębów przedtrzonowych żuchwy.

Wskazówki do stosowania Zastosowanie przy języku

W przypadku stosowania językowego waleczek Parotisroll jest utrzymywany na miejscu dzięki zintegrowanej sprężynie, a język jest delikatnie uciskany. Waleczek Parotisroll anatomic należy umieścić w taki sposób, aby płaska powierzchnia była docięnięta do wewnętrznej strony łuku żębowego. Spłaszczone końce waleczka Parotisroll anatomic ułatwiają jego umieszczenie w wąskim obszarze językowym. Wywierany jest mniejszy nacisk na obszar powodujący odruch wymiotny niż w przypadku standardowych waleczek dentystycznych. Dzięki temu leczenie stomatologiczne jest przyjemniejsze i spokojniejsze zarówno dla wrażliwych pacjentów ze skłonnością do odruchu wymiotnego, jak też dla zespołu stomatologicznego.

Zastosowanie przy policzkach

W przypadku stosowania policzkowego waleczek Parotisroll odsuwa policzek, a usta są utrzymywane otwarte dzięki działaniu zintegrowanej sprężyny. Waleczek wywierają delikatny, ale stały nacisk na śliniankę przysuszną i tym samym zmniejsza tymczasowo napływ śliny. Waleczek Parotisroll anatomic należy umieścić w taki sposób, aby płaska powierzchnia była docięnięta do zewnętrznej strony łuku żębowego.

Zastosowanie przy wardze

W przypadku stosowania wargowego waleczek Parotisroll odsuwa wargę i zapewnia wystarczającą przestrzeń dla leczenia w obszarze szyjowym. Z tego powodu jest on idealny do stosowania w stomatologii estetycznej. Jest on bardzo pomocny również w ortodoncji lub podczas leczenia dzieci. Waleczek Parotisroll anatomic należy umieścić wokół łuku żębowego z płaską powierzchnią docięniętą do łuku żębowego.

Informacje o zamawianiu:

Parotisroll Wielkość	# 1 9 mm 80 mm 100 szt.	REF 160 001
	# 2 10 mm 80 mm	REF 160 002
	# 3 10 mm 100 mm	REF 160 003
	# 5 8 mm 100 mm	REF 160 005

Parotisroll anatomic w pudełku dozującym 10 mm 100 mm 50 szt. REF 160 013

Parotimat – do higienicznego przechowywania i łatwego wyjmowania jedną ręką waleczek Parotisroll i Parotisroll anatomic.

Parotimat REF 162 100

Data actualizării informațiilor:

04-2014

Parotisroll ir Parotisroll anatomic yra burnos tamponėliai su lanksčia spyruokline šerdimi. Jie laikinai sumažina seilių tekėjimą, laiko burną atvirą ir sugeria drėgmę. Parotisroll anatomic galiukai plokščiesni, todėl juos lengva įdėti, net jei vietos darbu yra nedaug – ir viršutini krumėlinį dantų, ir apatinio žandikaulio kaplių srityse.

Nasveti za uporabo Lingvalno

Pri lingvalni uporabi drži vzmetno delovanje svitek Parotisroll na mestu, jezik pa narahlo pritiska navzdol. Sviteke Parotisroll anatomic se nameša tako, da ploska površina pritiska na notranjo stran zobnega loka. Splošeni konci omogočajo preprosto namestitve svitkov Parotisroll anatomic v tesen lingvalni predel. Pritiska na okolije, zaradi katerega prihaja do davljenja, je manj kot pri standardnih zobozdravstvenih svitkih. Za občutljive bolnike, ki nagibajo k davljenju, in za zobozdravstveno ekipo pomeni zato zobozdravstveni postopek prijetneje in enostavneje.

Bukalno

Pri bukalni uporabi potegne svitek Parotisroll lice nazaj, in vzmetno delovanje pa drži usta odprta. Svitek izvaja nežen, a čvrst pritisk na Parotis in s temčasno zmanjšuje dotok sline. Svitek Parotisroll anatomic se nameša s plosko površino na zunanjo stran zobnega loka.

Labialno

Pri labialni uporabi svitek Parotisroll potegne ustnico nazaj in s tem naredi prostor za zdravljenje v vrtnem predelu. Zato je idealen za uporabo v estetski stomatologiji. V veliko pomoč je tudi pri ortodontski uporabi in pri otrocih. Svitek Parotisroll anatomic se namesti okoli zobnega loka s plosko površino, obrnjeno proti loku.

Informacije za naročanje:

Svitki Parotisroll Velikost	# 1 9 mm 80 mm 100 kosov	REF 160 001
	# 2 10 mm 80 mm	REF 160 002
	# 3 10 mm 100 mm	REF 160 003
	# 5 8 mm 100 mm	REF 160 005

Parotisroll anatomic v razdeljevalni skatli 10 mm 100 mm 50 kosov REF 160 013

Svitki Parotimat – za higienso skladištenje in preprosto, enorčno odstranjevanje svitkov Parotisroll in Parotisroll anatomic.

Parotimat REF 162 100

Datum informacije:

04-2014

Parotisroll ir Parotisroll anatomic yra burnos tamponėliai su lanksčia spyruokline šerdimi. Jie laikinai sumažina seilių tekėjimą, laiko burną atvirą ir sugeria drėgmę. Parotisroll anatomic galiukai plokščiesni, todėl juos lengva įdėti, net jei vietos darbu yra nedaug – ir viršutini krumėlinį dantų, ir apatinio žandikaulio kaplių srityse.

Patarimai naudojimui Liežuvio sritis

Naudojant liežuvio srityje, lanksti spyruoklinė šerdis laiko Parotisroll vietoje ir lengvai paspaudžia liežuvį. Parotisroll anatomic dedamas taip, kad plokščias paviršius spausdų dantų arkos vidų. Dėl plokštesnių galiukų Parotisroll anatomic lengva įdėti siauroje liežuvio srityje. Springimą sukelianti vieta spaudžiama mažiau, nei naudojant įprastinius burnos tamponėlius. Dantų gydymas bus malonesnis bei lengvesnis ir jautriems lankiusiems springiti pacientams, ir odontologams.

Žando sritis

Naudojant žando srityje, Parotisroll atitraukia skruostą, o lanksti spyruoklinė šerdis laiko burną atvirą. Tamponėlis švelniai, bet tvirtai spaudžia poausinę seilių liauką ir taip laikinai sumažina seilių tekėjimą. Parotisroll anatomic dedamas taip, kad plokščias paviršius spausdų dantų arkos išorę.

Lūpų sritis

Naudojant lūpų srityje, Parotisroll atitraukia lūpą ir padaro pakankamai vietos gydymui kaklelio srityje. Todėl jis idealiai tinka estetinėje odontologijoje. Be to, tai labai padeda ortodontijoje ir gydyant vaikus. Parotisroll anatomic dedamas palei dantų arką taip, kad plokščias paviršius spausdų arką.

Informacija užsakymai:

Parotisroll Dydis	# 1 9 mm 80 mm 100 vnt.	REF 160 001
	# 2 10 mm 80 mm	REF 160 002
	# 3 10 mm 100 mm	REF 160 003
	# 5 8 mm 100 mm	REF 160 005

Parotisroll anatomic dalytuvei 10 mm 100 mm 50 vnt. REF 160 013

Parotimat – higieniniam laikymui ir lengvam, greitam Parotisroll ir Parotisroll anatomic išėmimui viena ranka.

Parotimat REF 162 100

Informacijos data:

04-2014.

Parotisroll a Parotisroll anatomic jsou dentální válečky s vnitřní pružinou. Dočasně snižují průtok slin, udržují ústa otevřená a absorbují vlhkost. Zploštělé konce válečku Parotisroll anatomic zajišťují jeho snadnou aplikaci, a to i v případě, že je pro práci málo místa - jak v horní molární oblasti, tak i v premolární oblasti dolní čelisti.

Typy k použití Lingvální použití

Při použití na jazyku je Parotisroll přidržován na místě silou pružiny a jazyk je jemně stlačován dolů. Parotisroll anatomic je umístěn tak, že plochý povrch tlačí na vnitřek dentálního oblouku. Zploštělé konce způsobují, že se Parotisroll anatomic snadno umísťuje do úzké lingvální oblasti. Na oblast, která způsobuje dávící reflex, působí menší tlak než u standardních dentálních válečků. Stomatologické ošetření tak bude příjemnější a hladší jak pro citlivější pacienty se sklonem k dávění, tak pro stomatologa.

Bukální použití

Při bukalním použití Parotisroll zatahuje tváře dozadu a ústa jsou otevřena působením pružiny. Váleček vyvíjí jemný, ale pevný tlak na glans parotis, čímž se dočasně snižuje tvorba slin. Parotisroll anatomic se umísťuje tak, že se jeho plochý povrch opírá o vnější stranu dentálního oblouku.

Labální použití

Když se Parotisroll používá labiálně, zatahuje ret dozadu k ošetření zubních krčků. Je proto ideální k použití při estetických zubních výkonech. Značně užitečný je však i v ortodoncii a při ošetření dětí. Parotisroll anatomic se aplikuje okolo dentálního oblouku, o nějž se plocha válečku opírá.

Informace pro objednávání:

Parotisroll Velikost	# 1 9 mm 80 mm 100 kusů	REF 160 001
	# 2 10 mm 80 mm	REF 160 002
	# 3 10 mm 100 mm	REF 160 003
	# 5 8 mm 100 mm	REF 160 005

Parotisroll anatomic v zásobníku 10 mm 100 mm 50 kusů REF 160 013

Parotimat - pro hygienické skladování a snadné vyjmutí válečků Parotisroll a Parotisroll anatomic jednou rukou.

Parotimat REF 162 100

Datum vydání informace:

04-2014

roeko

Parotisroll

anatomic

roeko

+ Parotisroll

Lingual

Buccal

Labial

roeko

Parotisroll

anatomic

roeko

+ Parotisroll

RO

PL

SL

LT

ET

CS

Instrucțiuni de utilizare

Instrukcja użycia

Navodilo za uporabo

Vartojimo instrukcija

Kasutusjuhend

Návod k upotřebení

Parotisroll și Parotisroll anatomic sunt role dentare cu efect de arcuire. Acestea reduc temporar fluxul de salivă, mențin gura deschisă și absorb umezeala. Capetele plate ale rolelor Parotisroll anatomic simplifică aplicarea lor, chiar dacă există un spațiu mic de lucru – atât în zona molară superioară, cât și în zona premolară a mandibulei.

Sfaturi de utilizare Lingual

La utilizarea linguală, Parotisroll se fixează prin acțiunea arcului care ține ușor limba în partea de jos a cavității bucale. Parotisroll anatomic se poziționează astfel încât suprafața plată să exercite presiune pe partea interioară a arcului dentar. Capetele plate facilitează poziționarea rolelor Parotisroll anatomic în zona îngustă linguală. Exercițiul de presiune mai mică în zona care generează senzația de înec cu salivă decât în cazul rolelor dentare standard. Tratatamentul dentar va fi mult mai plăcut și ușor atât pentru pacienții sensibili care tind să se înecă, cât și pentru echipa stomatologică.

Bucal

Când este utilizată bucal, rola Parotisroll retrage obrazul și gura este menținută deschisă prin acțiunea arcului. Rola exercită o presiune ușoară, dar fermă, asupra glandei parotide, reducând astfel temporar fluxul de salivă. Parotisroll anatomic se așează cu suprafața plată sprijinită pe exteriorul arcului dentar.

Labial

Când este utilizată labial, Parotisroll retrage buza și oferă suficient spațiu pentru tratamentul aplicat în zona cervicală. De aceea, este ideală pentru utilizarea în timpul tratamentelor dentare de estetică. De asemenea, este ideală pentru ortodonție și este de mare ajutor la tratarea copilor. Parotisroll anatomic se așează în jurul arcului dentar, cu suprafața plată sprijinită pe arc.

Parotisroll a Parotisroll anatomic to waleczki dentystyczne ze zintegrowaną sprężyną. Tymczasowo zmniejszają napływ śliny, ułatwiają utrzymanie otwartych ust i wchłaniania wilgości. Spłaszczone końce waleczka Parotisroll anatomic umożliwiają jego łatwe umieszczenie, nawet w przypadku ograniczonej przestrzeni roboczej – zarówno w obszarze górnych żębów trzonowych, jak również w obszarze żębów przedtrzonowych żuchwy.

Wskazówki do stosowania Zastosowanie przy języku

W przypadku stosowania językowego waleczek Parotisroll jest utrzymywany na miejscu dzięki zintegrowanej sprężynie, a język jest delikatnie uciskany. Waleczek Parotisroll anatomic należy umieścić w taki sposób, aby płaska powierzchnia była docięnięta do wewnętrznej strony łuku żębowego. Spłaszczone końce waleczka Parotisroll anatomic ułatwiają jego umieszczenie w wąskim obszarze językowym. Wywierany jest mniejszy nacisk na obszar powodujący odruch wymiotny niż w przypadku standardowych waleczek dentystycznych. Dzięki temu leczenie stomatologiczne jest przyjemniejsze i spokojniejsze zarówno dla wrażliwych pacjentów ze skłonnością do odruchu wymiotnego, jak też dla zespołu stomatologicznego.

Zastosowanie przy policzkach

W przypadku stosowania policzkowego waleczek Parotisroll odsuwa policzek, a usta są utrzymywane otwarte dzięki działaniu zintegrowanej sprężyny. Waleczek wywierają delikatny, ale stały nacisk na śliniankę przysuszną i tym samym zmniejsza tymczasowo napływ śliny. Waleczek Parotisroll anatomic należy umieścić w taki sposób, aby płaska powierzchnia była docięnięta do zewnętrznej strony łuku żębowego.

Zastosowanie przy wardze

W przypadku stosowania wargowego waleczek Parotisroll odsuwa wargę i zapewnia wystarczającą przestrzeń dla leczenia w obszarze szyjowym. Z tego powodu jest on idealny do stosowania w stomatologii estetycznej. Jest on bardzo pomocny również w ortodoncji lub podczas leczenia dzieci. Waleczek Parotisroll anatomic należy umieścić wokół łuku żębowego z płaską powierzchnią docięniętą do łuku żębowego.

Informacje o zamawianiu:

Parotisroll Wielkość	# 1 9 mm 80 mm 100 szt.	REF 160 001
	# 2 10 mm 80 mm	REF 160 002
	# 3 10 mm 100 mm	REF 160 003
	# 5 8 mm 100 mm	REF 160 005

Parotisroll anatomic w pudełku dozującym 10 mm 100 mm 50 szt. REF 160 013

Parotimat – do higienicznego przechowywania i łatwego wyjmowania jedną ręką waleczek Parotisroll i Parotisroll anatomic.

Parotimat REF 162 100

Data actualizării informațiilor:

04-2014

Parotisroll ir Parotisroll anatomic yra burnos tamponėliai su lanksčia spyruokline šerdimi. Jie laikinai sumažina seilių tekėjimą, laiko burną atvirą ir sugeria drėgmę. Parotisroll anatomic galiukai plokščiesni, todėl juos lengva įdėti, net jei vietos darbu yra nedaug – ir viršutini krumėlinį dantų, ir apatinio žandikaulio kaplių srityse.

Nasveti za uporabo Lingvalno

Pri lingvalni uporabi drži vzmetno delovanje svitek Parotisroll na mestu, jezik pa narahlo pritiska navzdol. Sviteke Parotisroll anatomic se nameša tako, da ploska površina pritiska na notranjo stran zobnega loka. Splošeni konci omogočajo preprosto namestitve svitkov Parotisroll anatomic v tesen lingvalni predel. Pritiska na okolije, zaradi katerega prihaja do davljenja, je manj kot pri standardnih zobozdravstvenih svitkih. Za občutljive bolnike, ki nagibajo k davljenju, in za zobozdravstveno ekipo pomeni zato zobozdravstveni postopek prijetneje in enostavneje.

Bukalno

Pri bukalni uporabi potegne svitek Parotisroll lice nazaj, in vzmetno delovanje pa drži usta odprta. Svitek izvaja nežen, a čvrst pritisk na Parotis in s temčasno zmanjšuje dotok sline. Svitek Parotisroll anatomic se nameša s plosko površino na zunanjo stran zobnega loka.

Labialno

Pri labialni uporabi svitek Parotisroll potegne ustnico nazaj in s tem naredi prostor za zdravljenje v vrtnem predelu. Zato je idealen za uporabo v estetski stomatologiji. V veliko pomoč je tudi pri ortodontski uporabi in pri otrocih. Svitek Parotisroll anatomic se namesti okoli zobnega loka s plosko površino, obrnjeno proti loku.

Informacije za naročanje:

Svitki Parotisroll Velikost	# 1 9 mm 80 mm 100 kosov	REF 160 001
	# 2 10 mm 80 mm	REF 160 002
	# 3 10 mm 100 mm	REF 160 003
	# 5 8 mm 100 mm	REF 160 005

Parotisroll anatomic v razdeljevalni skatli 10 mm 100 mm 50 kosov REF 160 013

Svitki Parotimat – za higienso skladištenje in preprosto, enorčno odstranjevanje svitkov Parotisroll in Parotisroll anatomic.

Parotimat REF 162 100

Datum informacije:

04-2014

Parotisroll ir Parotisroll anatomic yra burnos tamponėliai su lanksčia spyruokline šerdimi. Jie laikinai sumažina seilių tekėjimą, laiko burną atvirą ir sugeria drėgmę. Parotisroll anatomic galiukai plokščiesni, todėl juos lengva įdėti, net jei vietos darbu yra nedaug – ir viršutini krumėlinį dantų, ir apatinio žandikaulio kaplių srityse.

Patarimai naudojimui Liežuvio sritis

Naudojant liežuvio srityje, lanksti spyruoklinė šerdis laiko Parotisroll vietoje ir lengvai paspaudžia liežuvį. Parotisroll anatomic dedamas taip, kad plokščias paviršius spausdų dantų arkos vidų. Dėl plokštesnių galiukų Parotisroll anatomic lengva įdėti siauroje liežuvio srityje. Springimą sukelianti vieta spaudžiama mažiau, nei naudojant įprastinius burnos tamponėlius. Dantų gydymas bus malonesnis bei lengvesnis ir jautriems lankiusiems springiti pacientams, ir odontologams.

Žando sritis

Naudojant žando srityje, Parotisroll atitraukia skruostą, o lanksti spyruoklinė šerdis laiko burną atvirą. Tamponėlis švelniai, bet tvirtai spaudžia poausinę seilių liauką ir taip laikinai sumažina seilių tekėjimą. Parotisroll anatomic dedamas taip, kad plokščias paviršius spausdų dantų arkos išorę.

Lūpų sritis

Naudojant lūpų srityje, Parotisroll atitraukia lūpą ir padaro pakankamai vietos gydymui kaklelio srityje. Todėl jis idealiai tinka estetinėje odontologijoje. Be to, tai labai padeda ortodontijoje ir gydyant vaikus. Parotisroll anatomic dedamas palei dantų arką taip, kad plokščias paviršius spausdų arką.

Informacija užsakymai:

Parotisroll Dydis	# 1 9 mm 80 mm 100 vnt.	REF 160 001
	# 2 10 mm 80 mm	REF 160 002
	# 3 10 mm 100 mm	REF 160 003
	# 5 8 mm 100 mm	REF 160 005

Parotisroll anatomic dalytuvei 10 mm 100 mm 50 vnt. REF 160 013

Parotimat – higieniniam laikymui ir lengvam, greitam Parotisroll ir Parotisroll anatomic išėmimui viena ranka.

Parotimat REF 162 100

Informacijos data:

04-2014.

Parotisroll a Parotisroll anatomic jsou dentální válečky s vnitřní pružinou. Dočasně snižují průtok slin, udržují ústa otevřená a absorbují vlhkost. Zploštělé konce válečku Parotisroll anatomic zajišťují jeho snadnou aplikaci, a to i v případě, že je pro práci málo místa - jak v horní molární oblasti, tak i v premolární oblasti dolní čelisti.

Typy k použití Lingvální použití

Při použití na jazyku je Parotisroll přidržován na místě silou pružiny a jazyk je jemně stlačován dolů. Parotisroll anatomic je umístěn tak, že plochý povrch tlačí na vnitřek dentálního oblouku. Zploštělé konce způsobují, že se Parotisroll anatomic snadno umísťuje do úzké lingvální oblasti. Na oblast, která způsobuje dávící reflex, působí menší tlak než u standardních dentálních válečků. Stomatologické ošetření tak bude příjemnější a hladší jak pro citlivější pacienty se sklonem k dávění, tak pro stomatologa.

Bukální použití

Při bukalním použití Parotisroll zatahuje tváře dozadu a ústa jsou otevřena působením pružiny. Váleček vyvíjí jemný, ale pevný tlak na glans parotis, čímž se dočasně snižuje tvorba slin. Parotisroll anatomic se umísťuje tak, že se jeho plochý povrch opírá o vnější stranu dentálního oblouku.

Labální použití

Když se Parotisroll používá labiálně, zatahuje ret dozadu k ošetření zubních krčků. Je proto ideální k použití při estetických zubních výkonech. Značně užitečný je však i v ortodoncii a při ošetření dětí. Parotisroll anatomic se aplikuje okolo dentálního oblouku, o nějž se plocha válečku opírá.

Informace pro objednávání:

Parotisroll Velikost	# 1 9 mm 80 mm 100 kusů	REF 160 001
	# 2 10 mm 80 mm	REF 160 002
	# 3 10 mm 100 mm	REF 160 003
	# 5 8 mm 100 mm	REF 160 005

Parotisroll anatomic v zásobníku 10 mm 100 mm 50 kusů REF 160 013

Parotimat - pro hygienické skladování a snadné vyjmutí válečků Parotisroll a Parotisroll anatomic jednou rukou.

Parotimat REF 162 100

Datum vydání informace:

04-2014

roeko

Parotisroll

anatomic

roeko

+ Parotisroll

Lingual

Buccal

Labial

roeko

Parotisroll

anatomic

roeko

+ Parotisroll

RO

PL

SL

LT

ET

CS

Instrucțiuni de utilizare

Instrukcja użycia

Navodilo za uporabo

Vartojimo instrukcija

Kasutusjuhend

Návod k upotřebení

Parotisroll și Parotisroll anatomic sunt role dentare cu efect de arcuire. Acestea reduc temporar fluxul de salivă, mențin gura deschisă și absorb umezeala. Capetele plate ale rolelor Parotisroll anatomic simplifică aplicarea lor, chiar dacă există un spațiu mic de lucru – atât în zona molară superioară, cât și în zona premolară a mandibulei.

Sfaturi de utilizare Lingual

La utilizarea linguală, Parotisroll se fixează prin acțiunea arcului care ține ușor limba în partea de jos a cavității bucale. Parotisroll anatomic se poziționează astfel încât suprafața plată să exercite presiune pe partea interioară a arcului dentar. Capetele plate facilitează poziționarea rolelor Parotisroll anatomic în zona îngustă linguală. Exercițiul de presiune mai mică în zona care generează senzația de înec cu salivă decât în cazul rolelor dentare standard. Tratatamentul dentar va fi mult mai plăcut și ușor atât pentru pacienții sensibili care tind să se înecă, cât și pentru echipa stomatologică.

Bucal

Când este utilizată bucal, rola Parotisroll retrage obrazul și gura este menținută deschisă prin acțiunea arcului. Rola exercită o presiune ușoară, dar fermă, asupra glandei parotide, reducând astfel temporar fluxul de salivă. Parotisroll anatomic se așează cu suprafața plată sprijinită pe exteriorul arcului dentar.

Labial

Când este utilizată labial, Parotisroll retrage buza și oferă suficient spațiu pentru tratamentul aplicat în zona cervicală. De aceea, este ideală pentru utilizarea în timpul tratamentelor dentare de estetică. De asemenea, este ideală pentru ortodonție și este de mare ajutor la tratarea copilor. Parotisroll anatomic se așează în jurul arcului dentar, cu suprafața plată sprijinită pe arc.

Parotisroll a Parotisroll anatomic to waleczki dentystyczne ze zintegrowaną sprężyną. Tymczasowo zmniejszają napływ śliny, ułatwiają utrzymanie otwartych ust i wchłaniania wilgości. Spłaszczone końce waleczka Parotisroll anatomic umożliwiają jego łatwe umieszczenie, nawet w przypadku ograniczonej przestrzeni roboczej – zarówno w obszarze górnych żębów trzonowych, jak również w obszarze żębów przedtrzonowych żuchwy.

Wskazówki do stosowania Zastosowanie przy języku

W przypadku stosowania językowego waleczek Parotisroll jest utrzymywany na miejscu dzięki zintegrowanej sprężynie, a język jest delikatnie uciskany. Waleczek Parotisroll anatomic należy umieścić w taki sposób, aby płaska powierzchnia była docięnięta do wewnętrznej strony łuku żębowego. Spłaszczone końce waleczka Parotisroll anatomic ułatwiają jego umieszczenie w wąskim obszarze językowym. Wywierany jest mniejszy nacisk na obszar powodujący odruch wymiotny niż w przypadku standardowych waleczek dentystycznych. Dzięki temu leczenie stomatologiczne jest przyjemniejsze i spokojniejsze zarówno dla wrażliwych pacjentów ze skłonnością do odruchu wymiotnego, jak też dla zespołu stomatologicznego.

Zastosowanie przy policzkach

W przypadku stosowania policzkowego waleczek Parotisroll odsuwa policzek, a usta są utrzymywane otwarte dzięki działaniu zintegrowanej sprężyny. Waleczek wywierają delikatny, ale stały nacisk na śliniankę przysuszną i tym samym zmniejsza tymczasowo napływ śliny. Waleczek Parotisroll anatomic należy umieścić w taki sposób, aby płaska powierzchnia była docięnięta do zewnętrznej strony łuku żębowego.

Zastosowanie przy wardze

W przypadku stosowania wargowego waleczek Parotisroll odsuwa wargę i zapewnia wystarczającą przestrzeń dla leczenia w obszarze szyjowym. Z tego powodu jest on idealny do stosowania w stomatologii estetycznej. Jest on bardzo pomocny również w ortodoncji lub podczas leczenia dzieci. Waleczek Parotisroll anatomic należy umieścić wokół łuku żębowego z płaską powierzchnią docięniętą do łuku żębowego.

Informacje o zamawianiu:

Parotisroll Wielkość	# 1 9 mm 80 mm 100 szt.	REF 160 001
	# 2 10 mm 80 mm	REF 160 002
	# 3 10 mm 100 mm	REF 160 003
	# 5 8 mm 100 mm	REF 160 005

Parotisroll anatomic w pudełku dozującym 10 mm 100 mm 50 szt. REF 160 013

Parotimat – do higienicznego przechowywania i łatwego wyjmowania jedną ręką waleczek Parotisroll i Parotisroll anatomic.

Parotimat REF 162 100

Data actualizării informațiilor:

04-2014

Parotisroll ir Parotisroll anatomic yra burnos tamponėliai su lanksčia spyruokline šerdimi. Jie laikinai sumažina seilių tekėjimą, laiko burną atvirą ir sugeria drėgmę. Parotisroll anatomic galiukai plokščiesni, todėl juos lengva įdėti, net jei vietos darbu yra nedaug – ir viršutini krumėlinį dantų, ir apatinio žandikaulio kaplių srityse.

Nasveti za uporabo Lingvalno

Pri lingvalni uporabi drži vzmetno delovanje svitek Parotisroll na mestu, jezik pa narahlo pritiska navzdol. Sviteke Parotisroll anatomic se nameša tako, da ploska površina pritiska na notranjo stran zobnega loka. Splošeni konci omogočajo preprosto namestitve svitkov Parotisroll anatomic v tesen lingvalni predel. Pritiska na okolije, zaradi katerega prihaja do davljenja, je manj kot pri standardnih zobozdravstvenih svitkih. Za občutljive bolnike, ki nagibajo k davljenju, in za zobozdravstveno ekipo pomeni zato zobozdravstveni postopek prijetneje in enostavneje.

Bukalno

Pri bukalni uporabi potegne svitek Parotisroll lice nazaj, in vzmetno delovanje pa drži usta odprta. Svitek izvaja nežen, a čvrst pritisk na Parotis in s temčasno zmanjšuje dotok sline. Svitek Parotisroll anatomic se nameša s plosko površino na zunanjo stran zobnega loka.

Labialno

Pri labialni uporabi svitek Parotisroll potegne ustnico nazaj in s tem naredi prostor za zdravljenje v vrtnem predelu. Zato je idealen za uporabo v estetski stomatologiji. V veliko pomoč je tudi pri ortodontski uporabi in pri otrocih. Svitek Parotisroll anatomic se namesti okoli zobnega loka s plosko površino, obrnjeno proti loku.

Informacije za naročanje:

Svitki Parotisroll Velikost	# 1 9 mm 80 mm 100 kosov	REF 160 001
	# 2 10 mm 80 mm	REF 160 002
	# 3 10 mm 100 mm	REF 160 003
	# 5 8 mm 100 mm	REF 160 005

Parotisroll anatomic v razdeljevalni skatli 10 mm 100 mm 50 kosov REF 160 013

Svitki Parotimat – za higienso skladištenje in preprosto, enorčno odstranjevanje svitkov Parotisroll in Parotisroll anatomic.

Parotimat REF 162 100

Datum informacije:

04-2014

Parotisroll ir Parotisroll anatomic yra burnos tamponėliai su lanksčia spyruokline šerdimi. Jie laikinai sumažina seilių tekėjimą, laiko burną atvirą ir sugeria drėgmę. Parotisroll anatomic galiukai plokščiesni, todėl juos lengva įdėti, net jei vietos darbu yra nedaug – ir viršutini krumėlinį dantų, ir apatinio žandikaulio kaplių srityse.

Patarimai naudojimui Liežuvio sritis

Naudojant liežuvio srityje, lanksti spyruoklinė šerdis laiko Parotisroll vietoje ir lengvai paspaudžia liežuvį. Parotisroll anatomic dedamas taip, kad plokščias paviršius spausdų dantų arkos vidų. Dėl plokštesnių galiukų Parotisroll anatomic lengva įdėti siauroje liežuvio srityje. Springimą sukelianti vieta spaudžiama mažiau, nei naudojant įprastinius burnos tamponėlius. Dantų gydymas bus malonesnis bei lengvesnis ir jautriems lankiusiems springiti pacientams, ir odontologams.

Žando sritis

Naudojant žando srityje, Parotisroll atitraukia skruostą, o lanksti spyruoklinė šerdis laiko burną atvirą. Tamponėlis švelniai, bet tvirtai spaudžia poausinę seilių liauką ir taip laikinai sumažina seilių tekėjimą. Parotisroll anatomic dedamas taip, kad plokščias paviršius spausdų dantų arkos išorę.

Lūpų sritis

Naudojant lūpų srityje, Parotisroll atitraukia lūpą ir padaro pakankamai vietos gydymui kaklelio srityje. Todėl jis idealiai tinka estetinėje odontologijoje. Be to, tai labai padeda ortodontijoje ir gydyant vaikus. Parotisroll anatomic dedamas palei dantų arką taip, kad plokščias paviršius spausdų arką.

Informacija užsakymai:

Parotisroll Dydis	# 1 9 mm 80 mm 100 vnt.	REF 160 001
	# 2 10 mm 80 mm	REF 160 002
	# 3 10 mm 100 mm	REF 160 003
	# 5 8 mm 100 mm	REF 160 005

Parotisroll anatomic dalytuvei 10 mm 100 mm 50 vnt. REF 160 013

Parotimat – higieniniam laikymui ir lengvam, greitam Parotisroll ir Parotisroll anatomic išėmimui viena ranka.

Parotimat REF 162 100

Informacijos data:

04-2014.

Parotisroll a Parotisroll anatomic jsou dentální válečky s vnitřní pružinou. Dočasně snižují průtok slin, udržují ústa otevřená a absorbují vlhkost. Zploštělé konce válečku Parotisroll anatomic zajišťují jeho snadnou aplikaci, a to i v případě, že je pro práci málo místa - jak v horní molární oblasti, tak i v premolární oblasti dolní čelisti.

Typy k použití Lingvální použití

Při použití na jazyku je Parotisroll přidržován na místě silou pružiny a jazyk je jemně stlačován dolů. Parotisroll anatomic je umístěn tak, že plochý povrch tlačí na vnitřek dentálního oblouku. Zploštělé konce způsobují, že se Parotisroll anatomic snadno umísťuje do úzké lingvální oblasti. Na oblast, která způsobuje dávící reflex, působí menší tlak než u standardních dentálních válečků. Stomatologické ošetření tak bude příjemnější a hladší jak pro citlivější pacienty se sklonem k dávění, tak pro stomatologa.

Bukální použití

Při bukalním použití Parotisroll zatahuje tváře dozadu a ústa jsou otevřena působením pružiny. Váleček vyvíjí jemný, ale pevný tlak na glans parotis, čímž se dočasně snižuje tvorba slin. Parotisroll anatomic se umísťuje tak, že se jeho plochý povrch opírá o vnější stranu dentálního oblouku.</

roeko

Parotisroll

anatomic

roeko

+ Parotisroll

Lingual

Buccal

Labial

roeko

Parotisroll

anatomic

roeko

+ Parotisroll

HU

SK

BG

LV

TR

RU

Használati utasítás

Návod na použitie

Указание за употреба

Lietošanas instrukcija

Kullanma talimatı

Инструкция по применению

A *Parotisroll* és a *Parotisroll anatomic* rugalmas fogorvosi tamponok. Ideiglenesen csökkentik a nyál szivárgását, nyitva tartják a szájat és felszívják a nedvességet. A *Parotisroll anatomic* lapos végének köszönhetően könnyen behelyezhető, akkor is, ha kevés a munkához rendelkezésre álló hely, valamint akkor is, ha az alsó premoláris régióban kell dolgozni.

Használatlalt kapcsolatos javaslatok

Lingvális

Lingvális alkalmazás esetén a *Parotisroll*t a tampon rugalmassága tartja helyén, mely egyben finoman lenyomva tartja a nyelvet. A *Parotisroll anatomic* behelyezése során ügyelni kell rá, hogy a lapos felszín nyomást fejtson ki a fogív belső felére. A lapos végződésnek köszönhetően a *Parotisroll anatomic* könnyen behelyezhető szűk lingvális munkaterületekre. Kisebb nyomás nehezíti a területre, mely a szabvány tamponokhoz viszonyítva kevésbé vált ki öklendezést. A fogorvosi kezelés kellemesebb és simább lefolyását, mind az érzékenyebb, öklendezésre hajlamos betegek, mind a fogorvosi csapat számára.

Bukkális

Bukkális alkalmazva a *Parotisroll* távol tartja a pófát a kezelt területtől, és rugalmas jellegénél fogva nyitva tartja a szájat. A tampon enyhén, de határozottan nyomást fejt ki a parotisra, ideiglenesen csökkentve a nyálfelválasztást. A *Parotisroll anatomic* behelyezése során a lapos felszín a fogív külső feléhez kerül.

Labiali

Labialisan alkalmazva a *Parotisroll* távol tartja az ajkát a kezelt területtől, és biztosítja a kezeléshez szükséges teret a fognyaki régióban. Ezért ideális az esztétikai fogászati beavatkozásokhoz. Fogszabályozási eljárások és gyermekek kezelése során hasonlóképpen nagy segítséget jelent. A *Parotisroll anatomic*ot a fogív mellé, lapos felszínével a fogívhez simulva kell behelyezni.

Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30

89129 Langenau / Germany

Tel +49 7345 805 0

Fax +49 7345 805 201

info.de@coltene.com

Coltene/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway

Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA

Tel +1 330 916 8800

Fax +1 330 916 7077

info.us@coltene.com

A *Parotisroll* a *Parotisroll anatomic* sú vnútri napružené dentálne valčeky. Dočasne znižujú tok slín, držia ústa otvorené a absorbujú vlhkosť. Sploštené konce valčikov *Parotisroll anatomic* umožňujú jednoduchú aplikáciu, a to aj v prípade, ak je málo miesta na vykonanie zákroku – v oblasti horných stoličiek ako aj v oblasti čenových zubov dolnej čeľuste.

Typy na použitie

Jazykové

Pri jazykovom použití *a Parotisroll* udržiava na mieste pomocou napruženia, pričom jazyk sa jemne pridrža dole. *Parotisroll anatomic* sa umiestňuje tak, aby plochý povrch tlačil na vnútro zubného oblúka. Sploštené konce umožňujú jednoduché umiestnenie valčeka *Parotisroll anatomic* do úzkej oblasti okolo jazyka. Tlak na túto oblasť je nižší, čo spôsobuje menšie napínanie na vracanie než u štandardných dentálnych valčikov. Dentálna liečba bude príjemnejšia a plynulejšia pre citlivých pacientov s tendenciou napínania na vracanie, aj pre tím zubnej ambulancie.

Lícne

Pri lícnom použití *Parotisroll* stahuje tvár a udržiava ústa otvorené pomocou napruženia. Valček tlačí jemne, avšak pevne, na priušnicu, čím dočasne znižuje tok slín. *Parotisroll anatomic* sa umiestňuje s plochým povrchom oproti vonkajšej časti zubného oblúka.

Perné

Pri pernom použití *Parotisroll* stahuje pery a poskytuje dostatočný priestor pre liečbu v oblasti krku. Preto je ideálny na použitie počas estetických zubných zákrokov. Veľmi pomáha tiež pri ortodontcii alebo liečbe detí. *Parotisroll anatomic* sa umiestňuje okolo zubného oblúka s plochým povrchom oproti oblúku.

Informácie o objednávaní:

Parotisroll
Veľkosť

1

9 mm

80 mm

100 kusov

REF 160 001

2

10 mm

80 mm

REF 160 002

3

10 mm

100 mm

REF 160 003

5

8 mm

100 mm

REF 160 005

Parotisroll anatomic vo výdajnom balení

10 mm

100 mm

50 kusov

REF 160 013

Parotimat – na hygienické uchovávanie a jednoduché jednoručné vyberanie valčikov *Parotisroll* a *Parotisroll anatomic*.

Parotimat

REF 162 100

Dátum informácií:

04-2014

A *Parotisroll* и *Parotisroll anatomic* са дентални ролки с пружинно действие. Намалават временно притока на слюнка, задържат устата отворена и попиват влагата. Приплеснатите краища на *Parotisroll anatomic* ги правят лесни за употреба, дори когато работното пространство е малко – както в областта на горните моляри, така и в премоларната област на долната челюст.

Съвети за употребата

Лингвална употреба

Когато се използва лингвално, *Parotisroll* се задържа благодарение на пружинното си действие и езикът се притиска леко надолу. *Parotisroll anatomic* се поставя така, че плоската част оказва натиск от вътрешната страна на зъбната арка. Приплеснатите краища улесняват поставянето на *Parotisroll anatomic* в тясната лингвална област. Това оказва по-малък натиск върху областта, причиняваща рефлекс за повръщане, отколкото при стандартните дентални ролки. Това прави лечението по-приятно и безпроблемно, както за чувствителните пациенти, със силен фарингеален рефлекс, така и за стоматологичния екип.

Буколингвална употреба

Използван буколингвално, *Parotisroll* изтегля бузата и устата се задържа отворена от пружинното действие. Ролката оказва мек, но силен натиск върху околоушната слюнчана жлеза (паротис), като по този начин временно намалява притока на слюнка. *Parotisroll anatomic* се поставя с плоската част към външната страна на зъбната арка.

Лабилна употреба

Използван лабиално, *Parotisroll* изтегля устната и осигурява достатъчно пространство за лечение в цервикалната област. По тази причина е идеална за употреба при естетична дентална намеса. Изключително е полезна и при ортодонтико или педиатрично лечение. *Parotisroll anatomic* се поставя около зъбната арка, с плоската част към арката.

За поръчки:

Parotisroll
Големина

1

9 mm

80 mm

100 бр.

REF 160 001

2

10 mm

80 mm

REF 160 002

3

10 mm

100 mm

REF 160 003

5

8 mm

100 mm

REF 160 005

Parotisroll anatomic в кутия с диспенсър

10 mm

100 mm

50 бр.

REF 160 013

Parotimat – за хигиенично съхранение и лесно изваждане с една ръка на *Parotisroll* и *Parotisroll anatomic*.

Parotimat

REF 162 100

Informācijas sagatavošanas datums:

04-2014

Parotisroll ve *Parotisroll anatomic* içlerinde yay kuvveti bulunan yuvarlak dişçilik spaçlarıdır. Geçici olarak salya akışını azaltırlar, ağzi açık tutar ve nemi absorbe ederler. Yassı ucu sayesinde *Parotisroll anatomic* spaç, –gerek üst molar bölgesinde, gerek alt çenenin premolar bölgesinde– çalışma alanı çok küçükse bile kolay uygulanabilir.

Kullanım için tavsiyeler

Lingual

Lingual olarak kullanıldığında *Parotisroll* yay kuvvetiyle yerinde tutulur ve dil yumuşak bir şekilde aşağıda tutulur. *Parotisroll anatomic* yassı yüzeyi diş kemerinin iç tarafına baskı uygulayacak şekilde yerleştirilir.Yassı uçları sayesinde *Parotisroll anatomic* dar lingual bölgeye kolay yerleştirilebilir. Standart yuvarlak spaçlara kıyasla, bölge üzerinde, öğürmeye neden olan basınç daha azdır. Böylece diş tedavisi hem öğürmeye eğilimli hassas hastalar, hem dişi ekibi için daha rahat ve sorunsuz olacaktır.

Bukkál

Bukkál olarak kullanıldığında, *Parotisroll* yanağı geri tutar ve ağız yay kuvveti tarafından açık tutulur. Paç, parotis bezleri üzerinde yumuşak, fakat sağlam bir basınç uygulayarak geçici olarak salya akışını azaltır. *Parotisroll anatomic* düz yüzeyi diş kemerinin dışına dayanacak şekilde yerleştirilir.

Labyal

Labyal olarak kullanıldığında, *Parotisroll* dudagi geri tutar ve servik bölgede tedavi için yeterli hacim sağlar. Bu nedenle estetik diş hekimliğinde kullanılmak için idealdir. Ayrıca ortodontide ve çocukların tedavisinde de büyük bir yardımcıdır. *Parotisroll anatomic* diş kemerinin etrafına, düz yüzeyi kemere dayanacak şekilde yerleştirilir.

Sipariş bilgisi:

Parotisroll
Büyüklük

1

9 mm

80 mm

100 adet

REF 160 001

2

10 mm

80 mm

REF 160 002

3

10 mm

100 mm

REF 160 003

5

8 mm

100 mm

REF 160 005

Parotisroll anatomic dispenser kutuda

10 mm

100 mm

50 adet

Tilv. 160 013

Parotimat – şu ürünlerin hijyenik muhafazası ve kolay, tek elle alınması için: *Parotisroll* ve *Parotisroll anatomic*.

Parotimat

REF 162 100

Bilgilerin son güncellenme tarihi:

04-2014

Информация для заказа:

Parotisroll
Размер

1

9 mm

80 mm

100 шт.

REF 160 001

2

10 mm

80 mm

REF 160 002

3

10 mm

100 mm

REF 160 003

5

8 mm

100 mm

REF 160 005

Parotisroll anatomic в диспенсере

10 mm

100 mm

50 шт.

REF 160 013

Parotimat – для гигиеничного хранения и удобного извлечения валиков *Parotisroll* и *Parotisroll anatomic* одной рукой.

Parotimat

REF 162 100

Дата опубликования:

04-2014

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09760 от 14 июля 2011

COLTENE®